

Firma SARTORIUS-BIOHIT patrí medzi popredných svetových výrobcov pipiet, dávkovačov a pipetovacích špičiek. V súčasnosti ponúka tri rady mechanických pipiet: **mLINE**, **Proline Plus** a **Proline**. Mechanické pipety sú buď s fixným alebo s nastaviteľným objemom v rozsahu od 0,1 µl do 10 000 µl. Sartorius vyrába 1-, 8- a 12-kanálové mechanické pipety.



FUNKCIA	mLINE	Proline PLUS	Proline
Plne autoklávoateľná	ÁNO	ÁNO	Len spodná časť
Systém OPTILOAD	Všetky modely	Iba multikanálové modely	NIE
Ochranný filter v kónuse (10 ul >)	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Zhadzovač filtra	ÁNO	NIE	NIE
Tepelná izolácia rukoväte pipety	ÁNO	ÁNO	NIE
Aretácia objemu	ÁNO (Úplna aretácia)	ÁNO (Klik-stop)	ÁNO (Klik-Stop)
Sila potrebná na ovládanie piestu (vrátane zhadzovača)	12N !	15N	20N
Hmotnosť	77 g	82 g	84 g
Farebné kódovanie displeja	ÁNO	ÁNO	NIE
Kompatibilita s 6-miestnym karuselovým stojanom	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Kompatibilita s lineárnym stojanom	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Samolepiaci držiak pipety v balení	ÁNO	NIE	ÁNO
Certifikát CE/IVD	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Kalibračný certifikát výrobcu	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Dostupnosť Starter Kitov	ÁNO	ÁNO	NIE



Na všetky tieto pipety zabezpečujeme kompletný servis vrátane kalibračných služieb !

**ECOMED - Už 24 rokov Váš
spoľahlivý partner v laboratóriu !**

www.ecomed.sk