

**ECOMED****Dlhá ulica 95, P.P.č. 7, 010 09 Žilina 9 - Bytčica  
Slovenská Republika****KONTROLNÝ CERTIFIKÁT****1/1107****Základné údaje:**

<b>Objednávateľ:</b>			
<b>Predmet kontroly:</b>	<b>Číslicový teplomer, typ: 810-210</b>		
<b>Rozsah teploty:</b>	-49,9° až 69,9°C	<b>Typ etalónu:</b>	MicroTherma 2T
<b>Výrobca zariadenia:</b>	ETI, Anglicko	<b>Kontrolná metóda:</b>	porovnaním
<b>Trieda presnosti:</b>	podľa dokumentácie	<b>Dátum kontroly:</b>	18.7.2011
<b>Teplota okolia:</b>	24,9°C	<b>Atmosferický tlak:</b>	1023 hPa
<b>Vlhkosť okolia:</b>	34 % RV		

Teplotný etalón MicroTherma 2T, výrobné číslo D11030563 má Certifikát o kalibrácii vydaný dňa 08.02.2011 firmou ETI Ltd.

**Testovacie hodnoty:**

Číslo teplomera	Teplota etalónu (1) °C	Teplota odčítaná z kontrolovaného teplomera °C (2)	Rozdiel (2-1) °C
F	25,0		
R			
F	5,0		
F	-18,0		

F – Fridge – vonkajší snímač teploty,  
R – Room – vnútorný snímač teploty.

**Teplomer: vyhovuje****Schvaľovacia procedúra:**

		<b>Podpis</b>
<b>Kalibráciu vykonal:</b>		
<b>Schválil:</b>		

V Žiline dňa:

Tel.: 041/ 500 67 44 – 5, 500 68 18, Fax: 041/ 500 67 46  
e-mail: [ecomед@isternet.sk](mailto:ecomед@isternet.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)