


Kompatibilita pipiet radu Proline so špičkami firmy SARTORIUS-BIOHIT

Kat. číslo pipety	Objemový rozsah	Počet kanálov	TYP BALENIA				
			V stojančekoch	V stojančekoch sterilné	REFILL systém	Sypané, balené vo vrecku	S filtrom
							
720010	0,1-2,5 µl	1-kanálová	790010	790011	790012	790014	790011F (štandardné) 783201 (predĺžené)
720015	0,5-10 µl	1-kanálová	790010 790200	790011 790201	790012 790202	790014 790204	790011F (štandardné) 783201 (predĺžené) 79021F
720080	2-20 µl	1-kanálová	790200	790201	790202	790204	790021F 790201F (predĺžené)
720025	5-50 µl	1-kanálová	790200 790350	790201 790351	790202	790204 790354	790101F
720050	10-100 µl	1-kanálová	790200 790350	790201 790351	790202	790204 790354	790101F 790201F (predĺžené) 790301F
720070	20-200 µl	1-kanálová	790200 790350	790201 790351	790202	790204 790354	790101F
720060	100-1000 µl	1-kanálová	791000	791001	791002	791004	791001F
720110	1000-5000 µl	1-kanálová	780304	780305	-	780300 (100 ks) 780308 (1000 ks)	I1053-0718 ** - Balenie=10x50ks I1053-0728 ** - Balenie=2x50ks
722001	5 µl	1-kanálová	790010 790200	790011 790201	790012 790202	790014 790204	790011F (štandardné) 783201 (predĺžené) 79021F
722004	10 µl	1-kanálová	790010 790200	790011 790201	790012 790202	790014 790204	790011F (štandardné) 783201 (predĺžené) 79021F
722010	20 µl	1-kanálová	790200 790350	790201 790351	790202	790204 790354	790201F (predĺžené) 790301F
722015	25 µl	1-kanálová	790200 790350	790201 790351	790202 790352	790204 790354	790101F
722020	50 µl	1-kanálová	790200 790350	790201 790351	790202 790352	790204 790354	790101F

722025	100 µl	1-kanálová	790200 790350	790201 790351	790202 790352	790204 790354	790101F 790201F (predĺžené) 790301F
722030	200 µl	1-kanálová	790200 790350	790201 790351	790202	790204 790354	790101F
722035	250 µl	1-kanálová	791000	791001	791002	791004	791001F
722040	500 µl	1-kanálová	791000	791001	791002	791004	791001F
722045	1000 µl	1-kanálová	791000	791001	791002	791004	791001F
722050	2000 µl	1-kanálová	780304	780305	-	780300 (100 ks) 780308 (1000 ks)	I1053-0718 ** - Balenie=10x50ks I1053-0728 ** - Balenie=2x50ks
722055	5000 µl	1-kanálová	780304	780305	-	780300 (100 ks) 780308 (1000 ks)	I1053-0718 ** - Balenie=10x50ks I1053-0728 ** - Balenie=2x50ks
720210	0,5-10 µl	8-kanálová	790010	790011	790012	790014	790011F (štandardné) 783201 (predĺžené)
720220	5-50 µl	8-kanálová	790200 790350	790201 790351	790202 790352	790204 790354	790101F 790201F (predĺžené) 790301F
720240	50-300 µl	8-kanálová	790350	790351	790352	790354	790301F
720310	0,5-10 µl	12-kanálová	790010	790011	790012	790014	790011F (štandardné) 783201 (predĺžené)
720320	5-50 µl	12-kanálová	790200 790350	790201 790351	790202 790352	790204 790354	790101F 790201F (predĺžené) 790301F
720340	50-300 µl	12-kanálová	790350	790351	790352	790354	790301F

*Všetky kat. čísla sú interaktívne a po kliknutí Vás to presmeruje priamo na detail produktu s možnosťou vyžiadať cenovú ponuku.

**SARTORIUS nemá takéto špičky v portfóliu, kat. čísla sú uvedené pre kompatibilné PŠ od firmy STARLAB.

Balenie : V stojančekoch – 10x96 ks, REFILL – 10x96 ks, Sypané vo vrecku – 1000 ks (pokiaľ nie je uvedené inak), s filtrom – 10x96 k.

www.ecomed.sk ecomed@ecomed.sk