

Magnetická miešačka firmy ENBIO

Tieto magnetické miešadlá sú unikátne nie len vo svojom dizajne, ale aj v koncovom USB pripojení. Nemusíte magnetické miešadlo zapájať len do zásuvky, ale pomocou "power bank" zariadenia (extérna napájacia batéria), ktoré si môžete zakúpiť sami môžu byť médiá chladené v chladničkách a v chladiarenských boxoch, keďže sú odolné voči teplote -25°C - $+70^{\circ}\text{C}$.

Vlastnosti :

- Kompaktná veľkosť
- Výška len 10 mm
- Nízka hmotnosť
- Jednoduchý dizajn
- Napájanie pomocou USB
- Jednoduchá obsluha





TECHNICKÉ PARAMETRE			
Materiál	ABS + polyester	Rozmery	162x122x10
Otáčky	15-1500 ot./min	Hmotnosť	165 g
Príkon	3W	Max. priemer zásobnej nádoby	100 mm
Napätie	5V	Objem miešaných kvapalín	50-800 ml
Stupeň ochrany	IP 65	Odporúčaná veľkosť miešadielka	25 mm
Pracovná teplota	-25°C až +70°C		