


# Špeciálne ponuky Spoločnosti Starlab

Akciové ceny sú platné od 15.10.2021 do  
10.12 2021



## V PONUKE NÁJDETE:

### Zariadenia

Multifunkčné zariadenia pre  
rozmanité aplikácie.

### Pipety

Pipety ErgoOne® poskytujúce  
presnosť a precíznosť.

### Spotrebný materiál

PCR platničky a fólie - nájdite to  
správne riešenie pre váš cyklier.





### Skladovanie vzoriek

Široká škála riešení pre celý rad  
aplikácií.

Vášeň pre vedu




# Obsah špeciálnej ponuky.

- Zariadenia  Strana 4
- Pipety ErgoOne®  Strana 11
- Spotrebný materiál  Strana 15
- Skladovanie vzoriek  Strana 18



- Zariadenia
- Pípety ErgOne®
- Spotrebný materiál
- Skladovanie vzoriek™



# Zariadenia

# Mixer HC.

## Jedno zariadenie, veľa použití.

Mixer HC je malé šikovné zariadenie, ktoré dokáže nahradiť hneď niekoľko laboratórnych prístrojov. S jednoduchým ovládaním sa z neho stane neoceniteľný pomocník, ktorý urýchli vaše laboratórne úlohy. Budete sa čudovať, ako ste to niekedy dokázali bez neho!



Ohrieva a chladí počas mixovania

### Mixer HC

Kat. číslo S8012-0000 (bez termobloku)

Pôvodná cena: ~~1850 EUR~~

Akciová cena: **1699 EUR**



PODROBNOSTI :

<https://ecommed.sk/produkt/laboratorny-mixer-hc-s-chladenim-a-ohrevom/>



### Deväť termoblokov pokryje všetky aplikácie a ich potreby

Všestraný! Mixér HC môžete používať so všetkými skúmavkami a platničkami!



24 x 0,5 ml  
Mikrocentrifugačné skúmavky  
(Zahříňa Iso-Rack)  
S8012-0010



24 x 1,5 ml  
Mikrocentrifugačné skúmavky  
(Zahříňa Iso-Rack)  
S8012-0011



24 x 2,0 ml Mikrocentrifug.  
skúmavky, okrúhle dno  
(Zahříňa Iso-Rack)  
S8012-0012



24 x 2,0 ml  
Mikrocentrifugačné skúmavky  
Ø 12 mm, V-dno  
S8012-0013



8 x 5,0 ml  
Preparačné skúmavky  
S8012-0014



8 x 15 ml Kónické  
centrifugačné skúmavky  
S8012-0015




4 x 50 ml Kónické  
centrifugačné skúmavky  
S8012-0016



24 x 1,5/2,0 ml  
Kryo skúmavky  
S8012-0017



Mikroplatničky s hlbokým  
dnom + vrchnák  
S8012-0018



Adaptér na platničky pre  
96 x 0,2 ml skúmavky  
alebo PCR platničky\*  
S8012-0019



ISO-Rack: 24 x 0,5 ml  
Mikrocentrifugačné  
skúmavky  
S8012-0020



ISO-Rack: 24 x 1,5/2,0 ml  
Mikrocentrifugačné skúmavky  
S8012-0021

\*použite s S8012-0018

Všetky uvedené ceny sú uvedené bez DPH!  
Akciové ceny platia na všetky objednávky, ktoré pošlete najneskôr do 10.12.2021

# Nenáročná na priestor. Spolahlivá na výsledky. Microcentrifuge 24.



Hľadáte kompaktnú centrifúgu na rutinné aplikácie v molekulárnej biológii? Tak už nehľadajte! Mikrocentrifúgu 24 od spoločnosti Starlab je možné použiť so všetkými štandardnými protokolmi a súpravami DNA/RNA na trhu. Jej praktické funkcie si zamilujete, ako napríklad automatické otváranie veka na konci cyklu, funkciu krátkeho odstreďovania jedným dotykom! Ale čo je najlepšie, určite oceníte, aká je tichá!

**KOMPAKTNÁ.  
DÔMYSELNÁ.  
POHODLNÁ.  
TICHÁ.**



## 24-miestny uhlový ROTOR STANDARD 24 AT

- Max. rýchlosť: 21 300 x g (15 060 ot./min.)
- Max. kapacita: 24 x 1,5/2,0 ml skúmavky
- Adaptéry pre 0,2/0,4/0,5 & 0,6 ml skúmavky
- Aerosol-nepriepustné veko
- Odľahčený hliník
- Autoklávovateľný



## Microcentrifuge 24 so štandardným rotorom

Kat. číslo S8030-0000

Pôvodná cena: ~~1999 EUR~~  
Akciová cena: **1599 EUR**

ZISTITE VIAC NA:

<https://ecomed.sk/produkt/mikro-centrifuga-mikro-24/>

## TAKTIEŽ DOSTUPNÝ S: ROTOR PCR 4x8



32 x 2,0 ml PCR skúmavky alebo 4 x PCR stripy. Max. rýchlosť 18 134 x g (15 060 ot./min.)  
Vyrobené z odľahčeného hliníka. Autoklávovateľný.  
S8030-0020

**Všetky uvedené ceny sú uvedené bez DPH!**  
Akciové ceny platia na všetky objednávky, ktoré pošlete najneskôr do 10.12.2021

# Všetko pre vaše aplikácie. Pracovné stanice GuardOne®



Pracovné stanice GuardOne® od spoločnosti Starlab poskytujú ideálny pracovný priestor pre citlivé a náročné aplikácie, ktoré vyžadujú čisté prostredie alebo ochranu pred potenciálnou bakteriálnou kontamináciou, DNA alebo RNA. Pracovné stanice GuardOne® minimalizujú riziko cross-kontaminácie, a tak ochránia cenné vzorky a reagenty. Pomáhajú tak predchádzať časovým stratám a šetria náklady spojené s duplicitou úkonov.



- Bezpečnosť: Účinná UV<sub>254 nm</sub> dekontaminácia s funkciou časovača
- Spoľahlivosť: UV lampa s funkciou sledovania životnosti
- Jednoduchá obsluha: Dotykový displej možno obsluhovať aj v rukaviciach
- Smart: Minimálny objem a hmotnosť balenia
- 2-ročná záruka

## Pracovná stanica GuardOne® s laminárnym prúdením vzduchu 32"

Kat. číslo: S8040-0000

Pôvodná cena: ~~3579 EUR~~

Akciová cena: **2999 EUR**

ZISTITE VIAC NA:

<https://ecomед.sk/produkt/pcr-box-32-s-laminárnym-prudenim-vzduchu/>

### TAKTIEŽ DOSTUPNÉ



Pracovná stanica s laminárnym prúdením vzduchu 48"

Kat. číslo S8040-0001

Cena:



Pracovná stanica bez cirkulácie vzduchu 32"  
Kat. číslo S8040-1000

Cena:



Pracovná stanica bez cirkulácie vzduchu 48"  
Kat. číslo S8040-1001  
Cena:

# Točte správnym smerom ... Objavte naše Centrifúgy a Vortexy.



## Mini Fuge Plus

Kat. číslo N2631-0017

Mini centrifúga na odstreďovanie kondenzovaných, vortexovaných a rozmrazených vzoriek. Zahŕňa dva rotory: jeden pre 0,2 ml až 2,0 ml skúmavky, vrátane skúmaviek so skrutkovacími uzávermi, jeden pre 0,2 ml PCR skúmaviek alebo stripov.

**Cena:** \_\_\_\_\_

ZISTITE VIAC NA:

<https://ecomед.sk/produkt/mini-centrifuga-minifuge-plus/>



## Centrifúga na platničky

Kat. číslo N2631-0008

Táto centrifúga veľmi uľahčuje bezpečné a rýchle odbúravanie kvapôčok a kondenzáciu. Pojme dve platničky. Všetky platničky do výšky 25 mm sú kompatibilné.

**Cena:** \_\_\_\_\_

ZISTITE VIAC NA:

<https://ecomед.sk/produkt/centrifuga-na-mikroplatnicky-focus/>



## Vortex

N2400-6010

**Cena:** \_\_\_\_\_

**Cena:** \_\_\_\_\_



## Vortex IR

N2400-0001

Vyberte si medzi ekonomicky výhodným Vortexom s rýchlosťou až do 2500 ot./min., alebo Vortexom s možnosťou IR detektorom pohybu s rýchlosťou až do 3000 ot./min.


N2400-6010

N2400-0001

ZISTITE VIAC NA:

<https://ecomед.sk/produkt/vortex-laboratory-jednoduchy/>  
<https://ecomед.sk/produkt/vortex-ir-s-infradetektorom-skumavky/>

# Premiešajte to! Objavte naše **Miešačky.**



## Miešačka mikroplatničiek

Kat. číslo N2400-8040

Ideálna na miešanie a trepanie mikrotitračných platničiek. Široký rozsah otáčok až do 1 500 ot./min., pohodlná, spratná. K dispozícii je široká škála príslušenstva.

**Cena:** \_\_\_\_\_

ZISTITE VIAC NA:

<https://ecomед.sk/produkt/miesacka-mikroplatniciek-micromix/>



## Rotačná miešačka Mixer Multi 1


Kat. číslo N2400-5000

Kompaktný, multifunkčný prístroj poskytuje dôkladné miešanie mikroskúmaviek s konzistentnými výsledkami. Obsahuje 3 rôzne pohyby, ktoré sa dajú použiť samostatne, alebo kombinovane.

**Cena:** \_\_\_\_\_

ZISTITE VIAC NA:

<https://ecomед.sk/produkt/rotacna-miesacka-rm-multi-s-vibraciou/>



## Valcová miešačka - Roller

Kat. číslo N2400-7010

Simultánne pohyby valcovania a naklápania zaisťujú dôkladné miešanie až do 70 ot./min. prostredníctvom regulácie otáčok alebo nepretržitej prevádzky. Nosnosť až 4 kg.


**Cena:** \_\_\_\_\_

ZISTITE VIAC NA:

<https://ecomед.sk/produkt/valcova-miesacka-roller/>



# Pretrepaný, nemiešaný! Objavte naše **Trepačky.**



## Trepačka Rocking Shaker


Kat. číslo N2400-8010

Táto trepačka má nastavený uhol sklonu a ponúka dva režimy trepania: nepretržitý, alebo časovač. Dodáva sa s platformou s gumenými trakmi.

**Cena:** \_\_\_\_\_

ZISTITE VIAC NA:

<https://ecomed.sk/produkt/trepacka-rocking-shaker/>



## Trepačka 3D Rocking Shaker


Kat. číslo N2400-8020

3D trepačka má pevný uhol sklonu a ponúka dva režimy trepania: nepretržitý, alebo časovač. Dodáva sa s plošinou s gumenými trakmi.

**Cena:** \_\_\_\_\_

ZISTITE VIAC NA:

<https://ecomed.sk/produkt/trepacka-3d-rocking-shaker/>



## Trepačka Orbital Shaker

Kat. číslo N2400-8030


Orbitálna trepačka má dva prevádzkové režimy: nepretržitý, alebo časovač. Digitálne zobrazenie rýchlosti a časovača zaisťuje jednoduché použitie.

**Dodávaný bez plošiny.**

**Cena:** \_\_\_\_\_


ZISTITE VIAC NA:

<https://ecomed.sk/produkt/trepacka-orbital-shaker-bez-plosiny/>



Univerzálna platforma s upínacími valcami

Kat. číslo N2400-8011



Univerzálna platforma s upínacími trakmi

Kat. číslo N2400-8021

# V neposlednom rade...

## Filtrátor, Mini inkubátor, Miešačky.



### Filtrátor


Kat. číslo N2400-9000

Navrhnutý pre bezpečné a účinné nasávanie tekutín. Chemicky odolné, vysoko výkonné čerpadlo s dlhou životnosťou. Obsahuje 4L fľašu a ručný ovládač.

Cena: \_\_\_\_\_

ZISTITE VIAC TU:

<https://ecomed.sk/produkt/vysokorychlostny-filtracny-pristroj/>



### Mini Dry Bath Inkubátor

Kat. číslo N2400-4020

Malý, ale výkonný prístroj vhodný pre celý rad aplikácií. Digitálny mikroprocesor riadi prednastavenú teplotu kovového termobloku. Kovové termobloky sa predávajú samostatne, informácie o objednávaní a cenové ponuky nájdete na webovej stránke.

Cena: \_\_\_\_\_

ZISTITE VIAC TU:

<https://ecomed.sk/produkt/termostat-mini-dry-bath/>



### Magnetické miešačky

Bez ohrevu  
N2400-2010

S ohrevom  
N2400-3010

Ideálne riešenie pre mnoho aplikácií; jedna s vyhrievaním, jedna bez. Obe majú kompaktnú základňu a sú dodávané so 40 mm magnetickým miešadlom.

N2400-2010

Cena: \_\_\_\_\_


Cena: \_\_\_\_\_

N2400-3010

ZISTITE VIAC NA:

<https://ecomed.sk/produkt/magneticka-miesacka/>  
<https://ecomed.sk/produkt/magneticka-miesacka-s-vyhrievanim/>

- Zariadenia
- Pipety ErgoOne®
- Spotrebný materiál
- Skladovanie vzoriek



# Pipety ErgoOne® spoločnosti Starlab

# Naše Pipety ErgoOne®.




## Pipety ErgoOne®

1-kanálové a viac-kanálové  
mechanické pipety.

ZISTITE VIAC NA:

<https://ecomед.sk/produkt/pipeta-1-kanalova-ergoone/>

- Ergonomické a ľahké
- S aretáciou objemu
- Odolné



### 1-kanálové pipety

S7100-0125 0,1–2,5 µl	S7100-0510 0,5–10 µl	S7100-0221 2–20 µl Micro	S7100-0220 2–20 µl Standard
S7100-1100 10–100 µl	S7100-2200 20–200 µl	S7110-1000 100–1000 µl	S7150-5000 500–5000 µl

### 8-Channel Pipettes

S7108-0510 0,5–10 µl	S7108-1100 10–100 µl	S7108-3300 30–300 µl
-------------------------	-------------------------	-------------------------

### 12-Channel Pipettes

S7112-0510 0,5–10 µl	S7112-1100 10–100 µl	S7112-3300 30–300 µl
-------------------------	-------------------------	-------------------------

# Pipetovací kontroler ErgoOne® FAST



## ERGONOMIA A MODERNÝ DIZAJN

Pipetovací kontroler ErgoOne® FAST je jeden z najľahších na trhu. Je nadizajnovaný tak, aby poskytoval komfort aj pri dlhotrvajúcom pipetovaní.

Používajte so všetkými plastovými alebo sklenenými sérologickými pipetami (1,0 až 100 ml).

ErgoOne® FAST naplní 25 ml pipetu za menej ako štyri sekundy!



## Pipetovací kontroler ErgoOne® Fast

Kat. číslo S7166-0010

**Pôvodná  
cena:** \_\_\_\_\_

**Akciová  
cena**

ZISTITE VIAC NA:

[https://ecomed.sk/product-category/product-davkovanie-kvapalin/davkovanie-kvapalin-mechanicke\\_pipety/](https://ecomed.sk/product-category/product-davkovanie-kvapalin/davkovanie-kvapalin-mechanicke_pipety/)


- Zariadenia
- Pipety ErgoOne®
- **Spotrebný materiál**
- Skladovanie vzoriek



# Spotrebný materiál

# PCR Platničky & Fólie

## Univerzálne PCR Platničky vhodné do rôznych termocyklov




### Univerzálne PCR Platničky 0,2 ml Bez obruby

Kompatibilné s väčšinou  
0,2ml cykly (nezahŕňa FAST)  
**Kat. číslo** E1403-1200

PODROBNOSTI

## PCR Platničky pre Roche® Lightcycler



96-jamkové, PCR Platničky s lemom  
pre LightCycler 96, alebo LightCycler 480

**Kat. číslo** I1402-9909

PODROBNOSTI

## PCR Platničky pre ABI Systémy



0,1 ml FAST PCR Platničky  
StepOne Plus, Veriti 0,1ml,  
7500 FAST, 9800 FAST,  
Quant Studio 12K Flex, ViiA7

**Kat. číslo** E1403-7700

PODROBNOSTI

SÚ NAŠE PLATNIČKY VHODNÉ DO VÁŠHO

CYKLÉRA? Pozrite si našu tabuľku kompatibility

[ecomed.sk/wp-content/PCR-tabulky-kompatibility.pdf](http://ecomed.sk/wp-content/PCR-tabulky-kompatibility.pdf)

Všetky uvedené ceny sú uvedené bez DPH!  
Akciové ceny platia na všetky objednávky, ktoré  
pošlete najneskôr do 10.12.2021


## Fólie pre PCR Platničky



Aluminium  
StarSeal (PCR)  
100 samolepiacich fólií

**Kat. číslo** E2796-9792

PODROBNOSTI



Clear Polyolefin  
StarSeal (PCR)  
100 samolepiacich fólií

**Kat. číslo** E2796-9793

PODROBNOSTI



X-Clear Advanced Polyolefin  
StarSeal (qPCR)  
100 samolepiacich fólií

**Kat. číslo** E2796-9795

PODROBNOSTI

# Skúmavky so šróbovacím uzáverom


0,5 ml Skúmavky, rovné, s lemom

Kat. číslo E1405-2140

Cena: \_\_\_\_\_

PODROBNOSTI

## Farebné rozlíšenie vzoriek








ŠTANDARDNÉ VRCHNÁKY: Polypropylénové vrchnáky s "o-krúžkom"

						
Modrá	Oranžová	Žltá	Jantárová	Čierna	Biela	Miešané
E1480-0101	E1480-0103	E1480-0106	E1480-0107	E1480-0108	E1480-0109	E1480-0199

PODROBNOSTI



-  Rutinne testované na 20 000 x g
-  Autoklávoateľné
-  100% polypropylén
-  Certifikovaný RNase, DNase a DNA free
-  Endotoxín free

Všetky uvedené ceny sú uvedené bez DPH!  
Akciové ceny platia na všetky objednávky, ktoré pošlete najneskôr do 10.12.2021



Zariadenia

Á ErgoOne®

Spotrebný materiál

Skladovanie vzoriek



# Skladovanie vzoriek



#### Stojan TwisStar

Štyri polypropylénové farebne odlišené časti, ktoré je možné navzájom uzamknúť tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Obsahuje množstvo otvorov skúmaviek rôznych priemerov a PCR platničku, čo je ideálne na použitie v digestore! Použitie pri teplotách: -90°C až 121°C.

Kat. číslo E2344-1099

PODROBNOSTI



#### Stojan Lock-Rack

Polypropylénové stojany, ktoré sú navzájom spojené, aby vytvorili väčší systém. Priehľadné veko zapadá do dvoch sekcií spojených dohromady. Každá časť obsahuje 24 x 1,5 / 2,0 ml skúmaviek, 16 x 0,5 ml skúmaviek a 60 x 0,2 ml skúmaviek. Použitie pri teplotách: -90 °C až 121 °C.

Kat. číslo E2344-2099

PODROBNOSTI



#### Polykarbonátové kryogenické krabičky


Biela dolná časť s priehľadným, odnímateľným vekom a mriežkou s vytlačenou identifikáciou pozícií. Použitie pri teplotách: -196 °C až 121 °C. Rozmery dolnej časti 130 x 130 mm umožňujú použitie v štandardných mraziarenských regáloch.

Kat. číslo I2381-2305 (81-miestny)

PODROBNOSTI

# Riešenia na skladovanie vzoriek.

PODROBNOSTI




#### Stojan chladiaci StarChill MCT, Zelený/Žltý

24-jamkový stojan s vekom, pre použitie s 0,5, 1,5 a 2,0 ml mikrocentrifugačnými skúmavkami/skúmavkami so šróbovacím uzáverom. Zmena farby pri 7 °C.

Kat. číslo E2396-5636


PODROBNOSTI



#### Stojan chladiaci StarChill PCR, Fialový/Ružový

96-jamkový stojan s vekom, pre použitie s 0,2 ml skúmavkami, strípmi, alebo s 0,2 ml 96-jamkovou PCR platničkou. Zmena farby pri 7 °C.

Kat. číslo E2396-2004



#### Stojan StarChill SBS

96-jamkový stojan bez veka, pre použitie v automatických systémoch s 0,2 ml skúmavkami, strípmi, alebo 0,2 ml 96-jamkovými PCR platničkami.

Kat. číslo E2396-5656

PODROBNOSTI

**Všetky uvedené ceny sú uvedené bez DPH!**  
**Akciové ceny platia na všetky objednávky, ktoré pošlete najeskôr do 10.12.2021**



**Starlab International GmbH**  
Neuer Höltingbaum 38  
22143 Hamburg  
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0  
F: +49 (0)40 675 99 39 20  
info@starlab.de  
www.starlabgroup.com

## Distribúcia v SR:

**ECOMED**  
**Dlhá 191/44**  
**010 09 Žilina-Bytčica**  
**SLOVENSKO**

**Tel: +41/500 67 44**  
**Mobil: +421 911 709 660**  
**ecomed@ecomед.sk**  
**www.ecomed.sk**

