



Dlhá ulica 95, P.P.č. 7, 010 09 Žilina 9 - Bytčica, Slovenská Republika

DEKLARÁCIA ZHODY

3D MIEŠAČKA - N2400-8020

Vyhlásenie o zhode vydáva:

Obchodné meno: Ing. Martin FUCHSBERGER - ECOMED

Sídlo: Dlhá ul. 95, 010 09 Žilina 9 – Bytčica

IČO: 11943254

IČ DPH: SK1020492693

Ako predajca výrobku:

Názov: 3D MIEŠAČKA

Typ: Starlab N2400-8020

Výrobca: VELP SCIENTIFICA, s.r.l., Via Stazione 16, 20040 USMATE Milano, Taliansko

Popis a funkcia výrobku: 3D miešačka je laboratórny prístroj vhodný na miešanie tekutín v laboratórnych nádobách. Nastaviteľné otáčky 100-500 ot/min., hmotnosť: 9,0 kg, rozmer: 370x720x200 mm

Dovozca vyhlasuje:

A. Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný. Na trh je uvádzaný s obchodnou technickou dokumentáciou a spĺňa základné požiadavky v zmysle nariadení vlády, ktoré sa na takéto výrobky vzťahujú a je v súlade s technickými normami a predpismi uvedenými v bode B.

B. Pri posudzovaní zhody boli použité harmonizované slovenské technické normy:

Číslo normy, direktívy	Názov normy
EN61326-1 (2006), 2002/95/EC (RoHS), 2002/96/EC (WEEE)	
73/23/CEE, 2006/95/EC	Direktíva pre nízke napätie
STN EN 61010-2-101, STN EN 61010-1/03.94	Elektrická bezpečnosť
STN EN 61000-6-1, STN EN 61000-6-3 STN EN 60601-1-2, 2004/108/EC	Elektromagnetická kompatibilita
2006/42/EC	Direktíva pre mechanické časti

C. Posúdenie zhody bolo vykonané postupom stanoveným v:

a, § 1 nariadenia vlády SR č. 392 zo 16.12.1999 o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia.

b, § 1 nariadenia vlády SR č. 394 zo 16.12.1999 o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.

*Ing. Martin FUCHSBERGER
riaditeľ spoločnosti ECOMED*