

Mikrocentrifugačné skúmavky - TubeONE - Štandardné

Vlastnosti :

- Špeciálny tvar vrchnáka bráni proti otvoreniu pri zohrievaní alebo zmrazovaní a centrifugovaní
- Ľahko otvárateľné
- Zdrsnená plocha na popis
- Opticky číre
- Znesú preťaženie až 20.000 x g (pri optimálnych podmienkach i viac)
- Dodávané v uzatvárateľných vreckách
- Graduované
- Autoklávovateľné
- Certifikované - RNase, DNase a pyrogén free



SKÚMAVKY TubeONE ŠTANDARDNÉ - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo	Názov	Sterilita	Farba	Balenie
S1605-0000	Skúmavky TubeOne 0,5 ml	NIE	prirodzená	5x200 ks
S1605-0099	Skúmavky TubeOne 0,5 ml	NIE	zmiešaná	5x200 ks
S1615-5500	Skúmavky TubeOne 1,5 ml	NIE	prirodzená	500 ks
S1615-5550	Skúmavky TubeOne 1,5 ml	NIE	prirodzená	5x100 ks
S1615-5510	Skúmavky TubeOne 1,5 ml	ÁNO	prirodzená	5x100 ks
S1615-5599	Skúmavky TubeOne 1,5 ml	NIE	zmiešaná	5x100 ks
S1620-2700	Skúmavky TubeOne 2,0 ml	NIE	prirodzená	500 ks
S1620-2799	Skúmavky TubeOne 2,0 ml	NIE	zmiešaná	5x100 ks

*Zmiešané balenie obsahuje po 100 ks v nasledovných farbách : modrá, zelená, červená, žltá a fialová

Mikrocentrifugačné skúmavky - TubeONE - SuperLock

Vlastnosti :

- Extra-poistka vrchnáka pre dokonalú bezpečnosť
- Prepichovateľné vrchnáky
- Zdrsnená plocha na popis
- Znesú preťaženie až 17.000 xg
- Dodávané v uzatvárateľných vreckách
- Graduované
- Autoklávovateľné
- Certifikované - RNase, DNase a pyrogén free



SKÚMAVKY TubeONE SUPERLOCK - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo	Názov	Sterilita	Farba	Balenie
E1405-5100	Skúmavky TubeOne Superlock, 0,5 ml	NIE	prirodzená	5x200 ks
I1415-5100	Skúmavky TubeOne Superlock, 1,5 ml	NIE	prirodzená	500 ks
E1420-5100	Skúmavky TubeOne Superlock, 2,0 ml	NIE	prirodzená	5x100 ks
E1420-5108	Skúmavky TubeOne Superlock, 2,0 ml	NIE	zmiešaná	5x100 ks

*Zmiešané balenie obsahuje po 100 ks v nasledovných farbách : modrá, zelená, červená, žltá a fialová.

Mikrocentrifugačné skúmavky - Extračire ("Crystal Clear")

Vlastnosti :

- Vysoká čírosť skúmaviek umožňuje absolútnu viditeľnosť vzorky
- Ľahko-otvárateľné
- Zdrsnená plocha na popis
- Znesú preťaženie až 20.000 xg
- Dodávané v znovuuzatvárateľných vreckách
- Graduované
- Autoklávovateľné
- Tenký vrchnák pre ľahké vniknutie striekačky
- Certifikované - RNase, DNase a pyrogén free



SKÚMAVKY TubeONE **Crystal Clear** - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo	Názov	Sterilita	Farba	Balenie
E1405-0600	Skúmavky TubeOne Crystal Clear 0,6 ml	NIE	prirodzená	2x500 ks
E1405-0610	Skúmavky TubeOne Crystal Clear 0,6 ml	ÁNO	prirodzená	5x100 ks
E1415-1500	Skúmavky TubeOne Crystal Clear 1,5 ml	NIE	prirodzená	500 ks
E1415-1510	Skúmavky TubeOne Crystal Clear 1,5 ml	ÁNO	prirodzená	5x50 ks
E1420-2000	Skúmavky TubeOne Crystal Clear 2,0 ml	NIE	prirodzená	500 ks
E1420-2010	Skúmavky TubeOne Crystal Clear 2,0 ml	ÁNO	prirodzená	5x50 ks

Mikrocentrifugačné skúmavky - TubeONE - Ultra High Recovery

Tieto skúmavky sú vhodné na peletizáciu RNA alebo DNA, ako aj na prácu s bielkovinami, teda na také laboratórne postupy, ktoré si vyžadujú skúmavky s povrchom s nízkou príľnavosťou. Tieto skúmavky sú úplne neutrálne (nereaktívne) a znesú preťaženie pri odstreďovaní viac ako 20 000 g. Sú certifikované ako Rnase, DNase a DNA-free.

Vlastnosti :

- Vysoká čírosť skúmaviek (dobrá viditeľnosť vzorky)
- Ľahko-otvárateľné
- Zdrsnená plocha pre popis
- Znesú preťaženie >20.000 xg
- Dodávané v uzatvárateľných vreckách
- Graduované
- Autoklávovateľné
- Maximálna odporúčaná teplota : 121°C
- Minimálna odporúčaná teplota : -90°C
- Certifikované - RNase, DNase a pyrogén free
- Viazu menej DNA a RNA



SKÚMAVKY TubeONE **ULTRA HIGH RECOVERY (UHR)** - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo	Názov	Sterilita	Farba	Balenie
E1405-2600	Skúmavky UHR 0,5 ml	NIE	prirodzená	500 ks
E1415-2600	Skúmavky UHR 1,5 ml	NIE	prirodzená	250 ks
I1420-2600	Skúmavky UHR 2,0 ml	NIE	prirodzená	250 ks

Mikrocentrifugačné skúmavky - znášajúce veľké preťaženie

Vlastnosti :

- Špeciálny tvar vrchnáka bráni proti otvoreniu pri zohrievaní alebo zmrazovaní a centrifugovaní
- Ľahko otvárateľné
- Zdrsnená plocha na popis
- Teplotný rozsah : -90°C až +121°C
- **Znesú preťaženie až 35.000 x g**
- Dodávané v uzatvárateľných vreckách
- Graduované
- Autoklávovateľné
- Certifikované - RNase, DNase a pyrogén free
- Dostupné v rôznych farbách



SKÚMAVKY 1,5 ml znášajúce veľké preťaženie - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo	Názov	Sterilita	Farba	Balenie
I1415-2500	Skúmavky vysokorýchlostné 1,5 ml	NIE	prirodzená	500 ks
I1415-2501	Skúmavky vysokorýchlostné 1,5 ml	NIE	modrá	500 ks
I1415-2502	Skúmavky vysokorýchlostné 1,5 ml	NIE	zelená	500 ks
I1415-2503	Skúmavky vysokorýchlostné 1,5 ml	NIE	oranžová	500 ks
I1415-2504	Skúmavky vysokorýchlostné 1,5 ml	NIE	červená	500 ks
I1415-2505	Skúmavky vysokorýchlostné 1,5 ml	NIE	fialová	500 ks
I1415-2506	Skúmavky vysokorýchlostné 1,5 ml	NIE	žltá	500 ks
I1415-2508	Skúmavky vysokorýchlostné 1,5 ml	NIE	zmiešaná	500 ks

*Zmiešané balenie obsahuje po 100 ks v nasledovných farbách : modrá, zelená, červená, žltá a fialová

SKÚMAVKY 2,0 ml znášajúce veľké preťaženie - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo	Názov	Sterilita	Farba	Balenie
I1420-2700	Skúmavky vysokorýchlostné 2,0 ml	NIE	prirodzená	250 ks
I1420-2701	Skúmavky vysokorýchlostné 2,0 ml	NIE	modrá	250 ks
I1420-2702	Skúmavky vysokorýchlostné 2,0 ml	NIE	zelená	250 ks
I1420-2703	Skúmavky vysokorýchlostné 2,0 ml	NIE	oranžová	250 ks
I1420-2704	Skúmavky vysokorýchlostné 2,0 ml	NIE	červená	250 ks
I1420-2705	Skúmavky vysokorýchlostné 2,0 ml	NIE	fialová	250 ks
I1420-2706	Skúmavky vysokorýchlostné 2,0 ml	NIE	žltá	250 ks
I1420-2707	Skúmavky vysokorýchlostné 2,0 ml	NIE	okrová	250 ks
I1420-2799	Skúmavky vysokorýchlostné 2,0 ml	NIE	zmiešaná	250 ks

*Zmiešané balenie obsahuje po 100 ks v nasledovných farbách : modrá, zelená, červená, žltá a fialová

Mikrocentrifugačné skúmavky - sterilné, individuálne balené

Vlastnosti :

- Špeciálny tvar vrchnáka bráni proti otvoreniu pri zohrievaní alebo zmrazovaní a centrifugovaní
- Ľahko otvárateľné
- Opticky číre
- Graduované
- Autoklávovateľné
- Certifikované - RNase, DNase, pyrogén,



SKÚMAVKY STERILNÉ, individuálne balené - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo	Názov	Sterilita	Farba	Balenie
I1405-0510	Skúmavky sterilné 0,6 ml	ÁNO	prirodzená	500 ks
I1415-5510	Skúmavky sterilné 1,5 ml	ÁNO	modrá	250 ks

Mikrocentrifugačné skúmavky - bez vrchnáka



SKÚMAVKY BEZ VRCHNÁKA - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo	Názov	Sterilita	Farba	Balenie
I1414-5500	Skúmavky bez vrchnáka 1,5 ml	NIE	prirodzená	1000 ks

Mikrocentrifugačné skúmavky - úzke



Vlastnosti :

- Objem : 0.4 ml
- Materiál : LDPE (ľahko strihateľný)
- Preťaženie : 25.000 x g
- Autoklávovateľné (121°C)

SKÚMAVKY ÚZKE - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo	Názov	Sterilita	Farba	Balenie
I1404-1000	Skúmavky úzke 0,4 ml	NIE	prirodzená	1000 ks