

Mechanické pipety radu Proline

Pipety radu Proline sa vyrábajú už vyše 30 rokov. Napriek tejto skutočnosti si zachovávajú svoju popularitu v laboratóriách po celom svete. Pre ich cenovú dostupnosť sú vhodné najmä do univerzitných laboratórií pre študentov, ale i pre laboratóriá, ktoré hľadajú cenovo dostupné, no zároveň kvalitné riešenie.

Vlastnosti :

- Vynikajúca presnosť a správnosť dávkovania
- Primerané sily potrebné na ovládanie - predpoklad na predchádzanie syndrómu RSI.
- Autoklárovateľné spodné časti pipety
- Ochranné filtre v kónuse pipety
- Vhodné pre ľavákov i pravákov
- Veľký čitateľný displej s nastaveným objemom
- Ľahké nastavovanie objemu



MECHANICKÉ PIPETY RADU Proline - fixný objem
Údaje pre objednanie, parametre presnosti a správnosti dávkovania

Kat. číslo	Počet kanálov	Objemový rozsah	Testovaný objem	Nesprávnosť (%)	Nepresnosť (%)	Cena EUR bez DPH
722001	1	5 µl	5 µl	1,30	1,20	
722004	1	10 µl	10 µl	0,80	0,80	
722010	1	20 µl	20 µl	0,60	0,50	
722015	1	25 µl	25 µl	0,50	0,30	
722020	1	50 µl	50 µl	0,50	0,30	
722025	1	100 µl	100 µl	0,50	0,30	
722030	1	200 µl	200 µl	0,40	0,20	
722035	1	250 µl	250 µl	0,40	0,20	
722040	1	500 µl	500 µl	0,30	0,20	
722045	1	1000 µl	1000 µl	0,30	0,20	
722050	1	2000 µl	2000 µl	0,30	0,15	
722055	1	5000 µl	5000 µl	0,30	0,15	



MECHANICKÉ PIPETY RADU Proline - nastaviteľný objem
Údaje pre objednanie, parametre presnosti a správnosti dávkovania

Kat. číslo	Počet kanálov	Objemový rozsah	Inkrement	Testovaný objem	Nesprávnosť (%)	Nepresnosť (%)	Cena EUR bez DPH
720010	1	0,1 - 2,5 µl	0,05 µl	2,5 µl	2,50	2,00	
				1,25 µl	3,00	3,00	
				0,25 µl	12,00	6,00	
720015	1	0,5 - 10 µl	0,10 µl	10 µl	1,00	0,80	
				5 µl	1,50	1,00	
				1 µl	2,50	1,50	
720080	1	2 - 20 µl	0,50 µl	20 µl	0,90	0,40	
				10 µl	1,20	1,00	
				2 µl	3,00	2,00	
720025	1	5 - 50 µl	0,10 µl	50 µl	0,60	0,30	
				25 µl	0,90	0,60	
				5 µl	2,00	2,00	
720050	1	10 - 100 µl	1,00 µl	100 µl	0,80	0,20	
				50 µl	1,00	0,40	
				10 µl	3,00	1,00	
720070	1	20 - 200 µl	1,00 µl	200 µl	0,60	0,20	
				100 µl	0,70	0,25	
				20 µl	2,00	0,70	
720060	1	100 - 1000 µl	5,00 µl	1000 µl	0,60	0,20	
				500 µl	0,70	0,25	
				100 µl	2,00	0,70	
720110	1	1000 - 5000 µl	50,00 µl	5000 µl	0,50	0,20	
				2500 µl	0,60	0,30	
				1000 µl	0,70	0,30	
720210	8	0,5 - 10 µl	0,01 µl	10 µl	1,50	1,50	
				5 µl	2,50	2,50	
				1 µl	4,00	4,00	
720220	8	5 - 50 µl	0,10 µl	50 µl	1,00	0,50	
				25 µl	1,50	1,00	
				5 µl	3,00	2,00	
720240	8	50 - 300 µl	0,20 µl	300 µl	0,70	0,25	
				150 µl	1,00	0,50	
				50 µl	1,50	0,80	
720310	12	0,5 - 10 µl	0,01 µl	10 µl	1,50	1,50	
				5 µl	2,50	2,50	
				1 µl	4,00	4,00	
720320	12	5 - 50 µl	0,10 µl	50 µl	1,00	0,50	
				25 µl	1,50	1,00	
				5 µl	3,00	2,00	
720340	12	50 - 300 µl	0,20 µl	300 µl	0,70	0,25	
				150 µl	1,00	0,50	
				50 µl	1,50	0,80	

Parametre presnosti a správnosti sú garantované iba v prípade použitia originálnych pipetovacích špičiek výrobcu, alebo 100% overených ekvivalentov. Neznižujte kvalitu svojej práce používaním nevhodných a nekvalitných pipetovacích špičiek!