

Urispin reader 120 / 500

Urine strips automatic reader
Lector automático para tiras de orina



Easy to operate
Fácil manejo

Large touch screen LCD
Pantalla táctil

Reliable · Fiable

Automatic calibration
Calibración automática

Can read strips with 2,
5 and 10 parameters

Puede leer tiras de 2,
5 y 10 parámetros



Urispin reader 120

120 strips/hour; 60 strips/hour optional
Automatic calibration
Includes thermal printer
Optional bar code
Memory: last 2000 records
Operation conditions : 0-40°C
Dimensions : 27,2 cm x 26,9 cm x 14,5 cm
Weight : 2,6 Kg.

Urispin reader 500

Super-high luminosity cold light source
High test speed, 500 strips/hour
Large LCD touch-screen
Build-in thermal printer
Data memory: 2000 patient results
Optional bar code
Automatic calibration
Memory: last 2000 records
Operation conditions : 0-40°C
Dimensions: 36,6 cm x 28,3 cm x 19,5 cm
Weight: 4 Kg.

120 tiras/hora; 60 tiras/hora opcional
Calibración automática
Incluye impresora térmica
Lector código de barras opcional
Memoria: últimos 2000 resultados
Temperatura de trabajo: 0-40°C
Dimensiones: 27,2 cm x 26,9 cm x 14,5 cm
Peso: 2,6 Kg.

Fuente de luz fria de alta luminosidad
Velocidad de análisis: 500 tiras/hora
Pantalla táctil panorámica LCD
Incluye impresora térmica
Memoria: 2000 resultados
Lector código de barras opcional
Calibración automática
Memoria: últimos 2000 resultados
Temperatura de trabajo: 0-40°C
Dimensiones: 36,6 cm x 28,3 cm x 19,5 cm
Peso : 4 Kg.



References · Referencias

Urispin reader U120	5004001
Urispin reader U500	5004002
Optional barcode reader · Lector de código de barras opcional	

Urine strips · Tiras para orina

URIN- 2 GLU/PROT	52002
URIN-5 BLO/PH/PROT/KET/GLU	52005
URIN- 10 BLO/PROT/KET/GLU/BL/NIT/UROBIL/SG/LEUK	52010

Distributor · Distribuidor

Spinreact SAU
Ctra Sta. Coloma, 7
17176 St. Esteve d'en Bas
Girona, Spain
Tel. +34 972 690 800
Fax +34 972 690 099
spinreact@spinreact.com

Commercial Office
C/ Plató, 6
08021 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 200 35 44
Fax: +34 93 209 72 62
comercial@spinreact.com
www.spinreact.com