

11 dôvodov prečo si vybrať práve práve pipetovacie špičky TipONE

TipOne

1.) Všetky PŠ TipONE sú vyrábané z panenského polypropylénu najvyššej kvality, čo zabezpečuje ich vysokú úroveň!

2.) PŠ TipONE sú vyrábané takmer bez prítomnosti človeka v ultračistých priestoroch. Týmto spôsobom sa predchádza akejkoľvek kontaminácii.

3.) Horné kónusy PŠ TipONE sú zhotovené tak, aby boli tieto 100% kompatibilné s pipetami všetkých známych výrobcov. Po stole nemusíte teda mať množstvo stojančekov so špičkami od rôznych výrobcov.

4.) Všetky PŠ TipONE sú skontrolované automatickým systémom výstupnej kontroly kvality firmy STARLAB.

5.) Tieto PŠ vynikajú preto špičkovou kvalitou a perfektným prevedením všetkých častí.

6.) Kvalita filtrov v PŠ TipONE s filtrom je taktiež najvyššej kvality, o čom svedčí i fakt, že tieto filtre zachytávajú až 99% nečistôt z ovzdušia. Filtre neobsahujú žiadne aditíva, a preto nemôžu znečistiť Vaše vzorky. Všetky PŠ s filtrom sú dodávané sterilné, s certifikátom a sú individuálne balené.

7.) Vysoká transparentnosť a graduácia Vám umožňuje rýchlu kontrolu správnosti objemu nasatej kvapaliny!

8.) Koniec PŠ je "FLASH-FREE", čo zabráňuje kvapalinám, aby zostávali jej zbytky na stenách špičiek

9.) Všetky PŠ TipONE sú certifikované ako "DNase, RNase, DNA a pyrogén FREE".

10.) Dokonale hladký materiál týchto PŠ znižuje príľnavosť tekutín! Táto vlastnosť je ešte výraznejšia v prípade PŠ TipONE RPT.

11.) Tieto PŠ sú vyrábané úsporne aj čo do množstva použitého materiálu, čo je priaznivé aj pre životné prostredie.

Všetky pipetovacie špičky TipONE sú vyrábané automatickým systémom bez prítomnosti človeka v absolútne čistých podmienkach.

Dokonalá technológia zaručuje excelentný tvar, dokonalú tesnosť s pipetami rôznych výrobcov a čistotu materiálu.

Vďaka novej vylepšenej technológii sa výrazne znížilo i množstvo materiálu potrebného na výrobu pipetovacích špičiek. Výrazne to prispieva k ekologickosti produktu.



Všetky pipetovacie špičky TipONE sú certifikované!

CERTIFICATE OF ASSURANCE



This certificate is your assurance that samples of TipOne®, TipOne® Repeat & TubeOne® products are tested in an independent laboratory and are certified to be free of any detectable RNase, DNase, DNA or Pyrogens.

Sterile products have been sterilised by e-beam irradiation in accordance with EN and ISO Standards by an independent accredited company.

The following limits are observed:

DNA	< 2 x 10 ⁻⁶ mg
RNase	< 1 x 10 ⁻⁶ Kunitz Units
DNase <	1 x 10 ⁻⁶ Kunitz Units
Endotoxin	< 0.001 EU/ml
e-beam irradiation	min. dose 15kGy (1.5 Mrads)

www.starlabgroup.com

