

KOMPAKTNÁ A VYSOKOVÝKONNÁ CENTRIFÚGA ZA PRIAZNIVÚ CENU



CENTRIFÚGA 24: vhodná na všetky rutinné aplikácie molekulárnej biológie a mikrobiológie

K DISPOZÍCIÍ SÚ DVA DOSTUPNÉ ROTORY

ŠTANDARDNÝ ROTOR 24AT

Max. kapacita : 24 x 1.5 ml / 2.0 ml skúmavky

Max. rýchlosť: 21,300 xg (15,060 rpm)

S8030-0010
rotor a kryt

Vrchnák zabraňujúci úniku aerosolov

Vyrobený z hliníka

Plne autoklárovateľný



Dostupné adaptéry - redukcie!

Objednávajú sa nasledovne pre :

0.2 ml skúmavky: S8030-0014

0.4 ml skúmavky: S8030-0015

0.5/0.6 ml skúmavky: S8030-0013

ROTOR PRE PCR 4x8

Max. kapacita : 4 x PCR strípy alebo 32 x 0.2 ml skúmavky

Max. rýchlosť: 18,134 xg (15,060 rpm)

Vyrobený z hliníka

Plne autoklárovateľný



S8030-0020
rotor a kryt

ĎALŠIE INFORMÁCIE

 **Detail produktu**

 **Brožúra**

 **Návod na použitie**

 **Video**

MIKROCENTRIFÚGA 24

S8030-0000 (so štandardným rotorom)

S8030-0001 (bez rotora)

