

CENTRIFÚGA FOCUS NA ODS TREĎOVANIE V MIKROTIČAČNÝCH PLATNIČKÁCH

Centrifugácia platničiek je súčasťou dennej rutinej práce vo väčšine laboratórií. Táto činnosť by mala byť bezpečná, rýchla a pohodlná. To je dôvod, prečo bola vyvinutá táto nová centrifúga. Centrifúga FOCUS firmy STARLAB na platničky umožňuje veľmi jednoduché odstredovanie kvapiek a kondenzácie. Stačí otvoriť veko, vložiť platničky, zatvoriť veko a spustiť centrifugáciu. Do centrifúgy môžete vložiť všetky platničky štandardných rozmerov (až do výšky 25 mm). Na odstredovanie 48-jamkových doštičiek a 0,2 ml PCR skúmaviek alebo strípov možno objednať adaptér N 2631-0018.

Vlastnosti :

- Kapacita : 2 platničky
- Rýchle odstredovanie kvapiek
- Je vhodná na odstredovanie pred aj po termocyklovaní na zvýšenie výnosu PCR
- Ideálna pre všetok PCR spotrebný materiál firmy STARLAB
- Použitie: odstredovanie mikrotitračných platničiek s lemom, s polovičným lemom a bez lemu
- Táto odstredivka nedosahuje veľkosť ani štvrtiny väčšiny odstrediviek na odstredovanie platničiek
- Jednoduché čistenie a údržba



TECHNICKÉ PARAMETRE

Otáčky	2500/min
Preťaženie	500 x g
Kapacita rotora	2 štandardné platne
Napájanie	230V/50 Hz, 0,4A
Poistka	0,5AT
Rozmery (š x h x v)	190x210x183 mm
Hmotnosť	1,5 kg



CENTRIFÚGA FOCUS

Kat. číslo	Názov
N2631-0008	Centrifúga na mikrotitračné platne (vrátane PCR platní)
N2631-0018	Adaptér na 48-jamkové platne a 0,2 ml strípov a skúmavky