


# KRABIČKY NA SKÚMAVKY



## Polypropylénové krabičky pre 1,5/2,0 ml skúmavky

TIP : Keď v tomto dokumente kliknete na jednotlivé nadpisy budete presmerovaný na on-line detail produktu

### Krabičky StarStore 81

Tieto krabičky majú rozmery 130 x 130 mm a sú vybavené pevnými priečkami, vytvárajúcimi priestor pre 81 mikro skúmaviek objemu 1,5/2,0 ml. Výška krabičky je 45 mm, maximálna výška skúmaviek môže byť 60 mm. Krabičky sa dodávajú s priehľadnými vrchnákmi s plochou vhodnou na popis ich obsahu. Všetky tieto krabičky sú vyrobené z pevného polypropylénu a znesú teploty od - 90 °C až do + 121 °C.

#### Technické parametre :

Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C

Kapacita : 81x1,5/2,0 ml skúmavky

Rozmer otvoru v mriežke : 13x13mm

Typ mriežky : fixná (vlišaná do krabičky)



Indexácia : ÁNO (A-I,1-9) Tlačená na podstavci

Rozmery : 130x130x45mm

Kat.číslo	Názov	Balenie	Farba
I2381-5040	Krabička StarStore81	5 ks	prirodzená
I2381-5041	Krabička StarStore81	5 ks	modrá
I2381-5042	Krabička StarStore81	5 ks	zelená
I2381-5043	Krabička StarStore81	5 ks	oranžová
I2381-5044	Krabička StarStore81	5 ks	ružová
I2381-5046	Krabička StarStore81	5 ks	žltá
I2381-5048	Krabička StarStore81	5 ks	zmiešaná*
I2381-5049	Krabička StarStore81	5 ks	čierna

\*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej farby okrem čiernej a prirodzenej

### Krabičky StarStore 100

Tieto najobľúbenejšie skladovacie krabičky na 1,5/2,0 ml skúmavky STARLAB majú vyklápací vrchnák a možno ich ukladať na seba. Mriežka v nich je pevná. Tieto krabičky znesú teplotu v rozmedzí -90 °C až +121 °C. Rozmery : (š x h x v) : 140x155x55 mm. Tieto stojančeky možno vkladať aj do stojanov určených do mraziacich boxov. Sú dostupné v dvoch rôznych výškach. Vo vysokom prevedení je dostupná aj čierna farba pre svetlomitlivé vzorky.

#### Technické parametre :

Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C

Kapacita : 100x1,5/2,0 ml skúmavky

Rozmer otvoru v mriežke :

Štandardné : 13x13mm

Vysoké : 12,5 x 12,5mm

Typ mriežky : fixná (vlišaná do krabičky)

Indexácia : ÁNO (A-I,1-10)

Rozmery : 140x155x55mm, Vysoké : 140x155x64mm



Kat.číslo	Názov	Balenie	Farba
<b>Štandardné</b>			
I2310-5800	StarStore100	5 ks	prirodzená
I2310-5841	StarStore100	5 ks	modrá
I2310-5842	StarStore100	5 ks	zelená
I2310-5843	StarStore100	5 ks	oranžová
I2310-5844	StarStore100	5 ks	ružová
I2310-5846	StarStore100	5 ks	žltá
I2310-5848	StarStore100	5 ks	zmiešaná*

Kat.číslo	Názov	Balenie	Farba
<b>Vysoké</b>			
E2100-5000	StarStore100	5 ks	prirodzená
E2100-5002	StarStore100	5 ks	zelená
E2100-5004	StarStore100	5 ks	červená
E2100-5006	StarStore100	5 ks	žltá
E2100-5008	StarStore100	5 ks	čierna

\*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej farby okrem prirodzenej

## Krabičky StarStore 50 s výklopným vrchnákom

Tieto krabičky majú pevne zabudovanú mriežku a vyklápací vrchnák. Majú kapacitu 50 miest na 1,5/2,0 ml skúmavky. Možno ich používať v rozmedzí teplôt -90 °C až +121 °C. Rozmery : (š x h x v) : 141x80x55 mm. Krabičky, ktoré nemajú vyklápací vrchnák, umožňujú skladovanie skúmaviek rôznej výšky.

### Technické parametre :

Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C  
 Kapacita : 50x1,5/2,0 ml skúmavky  
 Rozmer otvoru v mriežke : 13x13mm  
 Typ mriežky : fixná (vlišaná do krabičky)  
 Indexácia : ÁNO (A-J,1-5) Tlačená na podstavci  
 Rozmery : 140x80x55mm



Kat.číslo	Názov	Balenie	Farba
I2350-5800	Krabička StarStore50	5 ks	prirodzená
I2350-5841	Krabička StarStore50	5 ks	modrá
I2350-5842	Krabička StarStore50	5 ks	zelená
I2350-5843	Krabička StarStore50	5 ks	oranžová
I2350-5844	Krabička StarStore50	5 ks	ružová
I2350-5846	Krabička StarStore50	5 ks	žltá
I2350-5848	Krabička StarStore50	5 ks	zmiešaná*

\*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej farby okrem čiernej a prirodzenej

## Krabičky StarStore 50 s oddeliteľným vrchnákom

Tieto krabičky sú podobné ako model StarStore 50 avšak vrchnáky sú nasadzovateľné nie výklopné. Majú plochy na popis. Rozmery : (š x h x v) : 142x74x42 mm. Max. výška skúmaviek : 45 mm. Krabičky sú vhodné (určené) pre 1,5/2,0 ml mikroskúmavky. **Tieto krabičky možno ukladať na seba.**

### Technické parametre :

Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C  
 Kapacita : 50x1,5/2,0 ml skúmavky  
 Rozmer otvoru v mriežke : 13x13mm  
 Typ mriežky : fixná (vlišaná do krabičky)  
 Indexácia : ÁNO (A-J,1-5) Tlačená na podstavci  
 Rozmery : 144x75x35mm



Kat.číslo	Názov	Balenie	Farba
E2450-5000	Krabička StarStore100	5 ks	prirodzená
E2450-5001	Krabička StarStore100	5 ks	modrá
E2450-5002	Krabička StarStore100	5 ks	zelená
E2450-5004	Krabička StarStore100	5 ks	ružová
E2450-5006	Krabička StarStore100	5 ks	žltá

## Krabičky pre 15 a 50 ml skúmavky

### Krabičky StarStore 49



49-miestne krabičky z nezafarbeného polypropylénu s pevnou rozdeľovacou mriežkou, vytvárajúcou 49 priestorov so základňou o rozmeroch 16 x 16 mm. Krabičky sa dodávajú s odstrániteľnou acetátovou mriežkou vo vrchnáku, ktoré možno nasadzovať na ne len jedným spôsobom (označené kľúčovanie). Vhodné aj do stojanov do mraziacich boxov - pozrite našu ponuku.

#### Technické parametre :

Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C  
 Kapacita : 49 skúmavky do max. preimeru 16mm  
 Rozmer otvoru v mriežke : 16x16mm  
 Typ mriežky : fixná (vlišaná do krabičky)  
 Indexácia : NIE  
 Rozmery : 130x130x46mm

Kat.číslo	Názov	Balenie	Farba
E2349-5009	StarStore 49	5 ks	prirodzená

### Krabičky StarStore




Voľné krabičky z nezafarbeného polypropylénu bez akejkoľvek výplne, s kľúčovaným nasadzovaním vrchnákov, na ktorých sú plochy pre popisovanie. Výška krabičiek je 50 mm, maximálna výška skúmaviek 65 mm. Vhodné aj do stojanov do mraziacich boxov - pozrite našu ponuku.

#### Technické parametre :

Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C  
 Kapacita : bez mriežky, podľa typu použitých skúmaviek  
 Indexácia : NIE  
 Rozmery : 130x130x45mm

Kat.číslo	Názov	Balenie	Farba
E2300-5005	StarStore	5 ks	prirodzená

### Krabičky StarStore 50



Krabičky vhodné na odkladanie alebo transport centrifugačných skúmaviek. Tieto krabičky sú vyrábané z pevného polypropylénu (PP), pričom vrchnák je priehľadný a spodok zelený alebo modrý. V spodnej časti krabičky je vylisovaná pevná mriežka na vkladanie skúmaviek, spodnú časť možno používať aj samostatne ako stojanček, napr. vo vodných kúpeľoch.

#### Technické parametre :

Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C

#### Kapacita :

Zelená krabička : 36x15 ml skúmavky,  
 Modrá krabička : 16x50 ml skúmavky  
 Typ mriežky : fixná (vlišaná do krabičky)  
 Indexácia : ÁNO - číselná (1-36) resp. (1-16)  
 Rozmery : 145x145x127mm

Kat.číslo	Názov	Balenie	Farba
E9025-3615	StarStore 50 pre 15 ml skúmavky	2 ks	zelená
E9025-1650	StarStore 50 pre 50 ml skúmavky	2 ks	modrá

### Krabičky StarStore 25



Polypropylénové krabičky pre 15 a 50ml skúmavky prirodzenej farby. Dostupné sú v 2 prevedeniach. Sú autoklávoateľné. Majú odnímateľné číre veko. Standardizovaný rozmer krabičiek - tieto majú tvar kocky 130x130x130mm.

#### Technické parametre :

Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C

#### Kapacita :

15 ml model : 25x15 ml skúmavky,  
 50 ml model : 10x50 ml + 2x15ml skúmavky  
 Typ mriežky : fixná (vlišaná do krabičky)  
 Indexácia : NIE  
 Rozmery : 130x130x130mm

Kat.číslo	Názov	Balenie	Farba
E9025-2515	StarStore 25 pre 15 ml skúmavky	1 ks	prirodzená
E9025-1550	StarStore 25 pre 50 ml skúmavky	1 ks	prirodzená

## Kartónové krabičky pre všetky typy skúmaviek

### Krabičky White Cardboard

Tieto krabice sú z bieleho kartónu, pokrytého ochrannou vrstvou proti vlhkosti. Dodávajú sa s vyberateľnými mriežkami a s nasadzovateľnými vrchnákmi. 50mm vysoké krabice možno vkladať do kovových stojanov SS Freezer Racks. Základňa krabíc má rozmery 133x133mm.



**16-miestne** - skúmavky do priemeru 31,0mm

**25-miestne** - skúmavky do priemeru 24,5mm

**49-miestne** - skúmavky do priemeru 16,5mm

**81-miestne** - skúmavky do priemeru 13,0mm

**100-miestne** - skúmavky do priemeru 12,0mm

Kat.číslo	Názov	Výška	Balenie
<b>16 miestne krabičky</b>			
A9023-1616	Krabička kartónová	50mm	1 ks
A9025-1616	Krabička kartónová	75mm	1 ks
A9027-1616	Krabička kartónová	100mm	1 ks

Kat.číslo	Názov	Výška	Balenie
<b>25 miestne krabičky</b>			
A9023-2525	Krabička kartónová	50mm	1 ks
A9025-2525	Krabička kartónová	75mm	1 ks
A9027-2525	Krabička kartónová	100mm	1 ks

Kat.číslo	Názov	Výška	Balenie
<b>49 miestne krabičky</b>			
A9023-4949	Krabička kartónová	50mm	1 ks
A9025-4949	Krabička kartónová	75mm	1 ks
A9027-4949	Krabička kartónová	100mm	1 ks

Kat.číslo	Názov	Výška	Balenie
<b>81 miestne krabičky</b>			
A9023-8181	Krabička kartónová	50mm	1 ks
A9025-8181	Krabička kartónová	75mm	1 ks
A9027-8181	Krabička kartónová	100mm	1 ks

Kat.číslo	Názov	Výška	Balenie
<b>100 miestne krabičky</b>			
A9023-3100	Krabička kartónová	50mm	1 ks
A9025-3100	Krabička kartónová	75mm	1 ks
A9027-3100	Krabička kartónová	100mm	1 ks

## Kartónové krabičky pre 15 a 50 ml skúmavky

### Krabičky Brown Cardboard

Tieto krabice z bežového kartónu, pokrytého ochrannou vrstvou proti vlhkosti. Dodávajú sa s vyberateľnými mriežkami a nasadzovateľnými vrchnákmi.

Kapacita1 : 36x15ml skúmaviek.

Kapacita2 : 16x50ml skúmaviek

Maximálna výška skúmaviek 140 mm

Rozmery (š x h x v) : 140 x 140 x 80 mm

Kat.číslo	Názov	Balenie
I9023-1615	Krabička pre 15 ml skúmavky	1 ks
I9023-1650	Krabička pre 15 ml skúmavky	1 ks



## Kryogenické krabičky vhodné až do teploty -196°C

### Krabičky Cryogenic

Farebné polykarbonátové kazety vhodné aj do tekutého dusíka s priehľadnými vrchnákmi, znášajúce teplotu -196 °C až +121 °C (sú autoklávo-vateľné!). Všetky krabičky sú vhodné pre kryoskúmavky do max. výšky 49mm. Vysoké 81-miestne krabičky pre skúmavky do výšky 91mm. Krabičky majú číselnú indexáciu a ponúkame ich v rôznych farebných prevedeniach.

**25-miestne :** Rozmery (š x h x v): 76 x 76 x 54 mm. **81-miestne :** Rozmery (š x h x v): 133 x 133 x 54 mm.


**81-miestne (vysoké) :** Rozmery (š x h x v): 133 x 133 x 95 mm. **100-miestne :** Rozmery (š x h x v): 133 x 133 x 54 mm.



Kat. číslo	Názov	Farba	Balenie
<b>25 miestne kryo-krabičky</b>			
E2381-5001	Kryokrabička	modrá	5 ks
E2381-5002	Kryokrabička	zelená	5 ks
E2381-5003	Kryokrabička	oranžová	5 ks
E2381-5004	Kryokrabička	červená	5 ks
E2381-5006	Kryokrabička	žltá	5 ks
E2381-5099	Kryokrabička	zmiešaná	5 ks



Kat. číslo	Názov	Farba	Balenie
<b>81 miestne kryo-krabičky</b>			
E2382-5001	Kryokrabička	modrá	5 ks
E2382-5002	Kryokrabička	zelená	5 ks
E2382-5003	Kryokrabička	oranžová	5 ks
E2382-5004	Kryokrabička	červená	5 ks
E2382-5006	Kryokrabička	žltá	5 ks
E2382-5099	Kryokrabička	zmiešaná	5 ks



Kat. číslo	Názov	Farba	Balenie
<b>81 miestne kryo-krabičky vysoké</b>			
E2382-6001	Kryokrabička	modrá	5 ks
E2382-6002	Kryokrabička	zelená	5 ks
E2382-6003	Kryokrabička	oranžová	5 ks
E2382-6004	Kryokrabička	červená	5 ks
E2382-6006	Kryokrabička	žltá	5 ks
E2382-6099	Kryokrabička	zmiešaná	5 ks



Kat. číslo	Názov	Farba	Balenie
<b>100 miestne kryo-krabičky</b>			
E2383-5001	Kryokrabička	modrá	5 ks
E2383-5002	Kryokrabička	zelená	5 ks
E2383-5003	Kryokrabička	oranžová	5 ks
E2383-5004	Kryokrabička	červená	5 ks
E2383-5006	Kryokrabička	žltá	5 ks
E2383-5099	Kryokrabička	zmiešaná	5 ks

## Krabičky kryogenické Zylar

Kazety zo Zylarovej živice : Tieto kazety majú 81 pozícií, pričom ich dolná časť obsahuje pevnú separačnú mriežku. Jedno oddelenie tejto mriežky má rozmery 13 x 13 mm. Vrchnák je priehľadný a je na ňom vyznačená identifikácia pozícií. Vrchnú časť (vrchnák) kazety možno vybaviť odstrániteľnou acetátovou mriežkou. V dolnej časti kazety sú ventilačné štrbiny.

Rozmery (š x h x v): 130 x 130 x 45 mm.

Tieto kazety znesú teplotu -196 °C až +121 °C a sú autoklávovateľné.



Kat. číslo	Názov	Farba	Balenie
E2301-5309	Kryokrabička StarStore 81Z	prirodzená	5 ks

## Krabičky kryogenické StarStore

Polykarbonátové 81- alebo 100-miestne kazety s pevnou separačnou mriežkou v dolnej časti na jednotlivé skúmavky a priehľadným vrchnákom s vyznačenou identifikáciou pozícií. Vo vrchnáku sú vetracie otvory. Tieto kazety znesú teplotu -196 °C až +121 °C a sú autoklávovateľné. Rozmery (š x h x v): 130 x 130 x 45 mm.



Kat. číslo	Názov	Farba	Balenie
I2381-2305	Kryokrabičky StarStore 81-miestne	prirodzená	5 ks
I2510-5005	Kryokrabičky StarStore 100-miestne	prirodzená	5 ks



V ponuke je aj široká škála kryogenických skúmaviek s vnútorným alebo vonkajším tesnením. Pre bližšie informácie navštívte prosím našu webstránku.