

MULTIFUNKČNÁ ROTAČNÁ MIEŠAČKA RM-MULTI firmy STARLAB

Jedná sa o rotačnú a zároveň vibračnú miešačku, umožňujúcu dosahovať primerané premiešanie vzoriek v skúmavkách rôznej veľkosti. RM-Multi umožňuje tri rôzne pohyby-spôsoby premiešavania :

- vertikálnu rotáciu
- recipročnú rotáciu
- vibráciu

Tieto funkcie možno využívať samostatne alebo kombinovane. Meniť možno samozrejme aj rýchlosť a dĺžku miešania. Miešačka je skutočne kompaktná, zaberá málo priestoru. Má kapacitu až 26 mikroskúmaviek.

Dodávame ju štandardne s platformou pre 26 skúmaviek do priemeru až 15 mm (teda napr. pre skúmavky 1,5 ml; 2,0 ml a 15 ml) V ponuke je ešte platforma :

- pre 4 skúmavky do priemeru až 30 mm (napr. objemu 50 ml) a 12 skúmaviek objemu 1,5-15 ml

Vlastnosti :

- Efektívne vertikálne miešanie
- Jednoduché programovanie
- 3 rôzne spôsoby premiešavania
- Nastaviteľná rýchlosť
- Časovač
- Jednoduchá obsluha
- Kapacita až 26 mikroskúmaviek
- Malé rozmery
- Nízka hmotnosť



TECHNICKÉ PARAMETRE

Rýchlosť miešania	1-100 ot./min
Uhol natáčania (reciproč. mód)	1-90° (nastavenie po 1°)
Uhol natáčania (vibračný mód)	1-5° (prírastok 1°)
Časovač (s automatickým vypnutím)	1 minúta až 24 hodín
Časovač (vertikálny alebo recipročný mód)	1-250 sekúnd alebo neprerušene
Časovač (vibračný mód)	1-5 sekúnd
Pauza (recipročný mód)	1-5 sekúnd
Maximálna záťaž	0,5 kg
Hmotnosť	1,8 kg
Príkon (externý)	12 V (DC)
Vstupný prúd	1,25 A
Rozmery termostatu (š x h x v)	365 x 195 x 155 mm

ROTAČNÁ MIEŠAČKA S VZORIEK

Kat.číslo	Názov
N-2400-5000	Programov. rotátor/mixer RM-Multi 1 so štand. platformou pre 26 skúmaviek*
N-2400-5103	Platforma pre 5x50 ml a 12x1,5 ml až 15 ml skúmaviek
N-2400-5104	Náhradná platforma pre 26 skúmaviek do priemeru 15 mm pre 12x 1,5 – 15 ml skúmavky

*V cene prístroja je už platforma (N2400-5104)