

Zľavy na vybrané produkty firmy Starlab Február - Máj 2022.



Akciové ceny sú platné
do 22/05/2022

ZĽAVY NA PRODUKTY

Laboratórne prístroje

Multifunkčné zariadenia pre
rôzne aplikácie.

Spotrebný materiál

Všetko, čo potrebujete pre
Vaše laboratórium.

Skladovanie vzoriek

Skladové riešenia pre rôzne
typy skúmaviek

Mechanické pipety

Pipety ErgoOne® pre
presnosť a správnosť
dávkovania počas celého dňa.

Ochranné rukavice

StarGuard® nitrilové rukavice

STARLAB - Vášaň pre vedu!



Obsah

Produkty STARLAB v akcií

PONÚKAME VÁM VIAC...

Produkty, ktoré vám pomôžu pri rôznych aplikáciách.

LABORATÓRNE PRÍSTROJE




Mixér HC s chladením
strana 4



Centrifúga Mini Fuge PLUS
strana 8



Centrifúga mikroplatničiek
strana 10



Microplate Mixér
strana 12



GuardOne® Pracovné stanice
strana 6



Vortexy
strana 7




Miešačka RM-Multi
strana 19



Magnetické miešačky
strana 18

OCHRANNÉ RUKAVICE



Strany 18-19

SPOTREBNÝ MATERIÁL



Microcentrifugačné skúmavky
strana 5



5 ml skúmavky typu eppendorf
strana 5



Univerzálne skúmavky so šróbovacím uzáverom
strana 9




Prekrývanie PCR platničiek
strana 11



Mikroplatničky PlateOne®
strana 13

PIPETY



ErgoOne® Pipety
strana 16



Kontrolér ErgoOne® FAST
strana 17

SKLADOVANIE VZORIEK



Stojančeky Multi-Tube
page 7



Stojančeky StarStore 100
strana 15

Mixér HC s chlazením.

MALÝ PRÍSTROJ SO VŠESTRANNÝM VYUŽITÍM

PÔDORYS MIXÉRU JE TAKMER TOTOŽNÝ S IPADOM!

Mixér HC je kompaktný prístroj, ktorý zvládne rôzne laboratórne potreby a je ho možné využiť na širokú škálu aplikácií. Je jednoducho programovateľný a na stole Vám nezaberie veľa miesta. Keď začnete tento prístroj používať, zistíte, že bez neho boli veci jednoznačne oveľa zložitejšie.



[BROŽÚRA](#)

[DETAILY](#)

Mixér HC

Kat. číslo : S8012-0000 (bez termobloku)

~~-1999-EUR-~~

AKCIOVÁ CENA:
bez DPH

NA PORYTIE VŠETKÝCH APLIKÁCIÍ JE K DISPOZÍCII AŽ 9 TERMOBLOKOV - ceny nižšie sú už zľavnené!

Všestranný! Použite Mixer HC so všetkými obľúbenými skúmavkami a platňami.



Termoblok pre 24 x 0.5 ml skúmavky (vrátane ISO-stojana - S8012-0020)

S8012-0010



Termoblok pre 24 x 1.5 ml skúmavky (vrátane ISO-stojana - S8012-0020)

S8012-0011



Termoblok pre 24 x 2.0 ml skúmavky s kónickým dnom. (vrátane ISO-stojana - S8012-0020)

S8012-0012



Termoblok pre 24 x 2.0 ml skúmavky do Ø 12 mm, tvar dna v tvare V

S8012-0013



Termoblok pre 8 x 5.0 ml skúmavky

S8012-0014



Termoblok pre 8 x 15.0 ml skúmavky

S8012-0015



Termoblok pre 4 x 50.0 ml skúmavky

S8012-0016



Termoblok pre 24 x 1,5/2.0 ml kryoskúmavky

S8012-0017



Komora pre Mikroplatničky/ Hlboké mikroplatničky s krytom

S8012-0018



Adaptér na: 96 x 0.2 ml skúmavky alebo 1x PCR platnička (Použitie iba s S8012-0018)

S8012-0019



ISO - stojan pre 24x0,5 ml skúmavky

S8012-0020



ISO - stojan pre 24x1,5/2.0 ml skúmavky

S8012-0021

Skúmavky vhodné pre použitie s mixérom HC.

IBA VYBRANÉ TYPY Z NÁŠHO PORTFÓLIA ...

MIXÉR HC VYUŽIJETE :

- Purifikácia plazmidov, DNA, RNA
- Syntéza cDNA
- Enzymové reakcie (reštrikčné štiepenie, ligácie, štiepenie proteínázou-k) Denaturácia DNA, RNA
- DNA, RNA značenie proteínov
- Kultivácia baktérií v mikrocentrifúge alebo centrifugačných skúmavkách a deepwell mikroplatničkách
- Transformácia baktérií a plazmidov
- Resuspenzia peliet

MIXÉR HC: ČO HOVORIA POUŽÍVATELIA:

„Vynikajúci produkt na použitie počas množstva rôznych laboratórnych inkubácií a krokov. Široká škála termoblokov umožňuje použiť 15 ml skúmavky ako aj 1,5 ml skúmavky a mikroplatničky na jednom prístroji. Vzhľadom na aplikačné možnosti je cena veľmi prijateľná.“

SL, Univerzita v Cardiffe



TIP!
Výhodné mini balenia (5x100) znižujú riziko kontaminácie

DETAILY

https://ecomед.sk/product-category/plasty_a_pomocky/skumavky/eppendorfky-05-2-0ml/



DETAILY

<https://ecomед.sk/produkt/skumavky-tubeone-50ml-rozne-farby/>

Skúmavky TubeOne®

TubeOne® spoľahlivo tesnia počas inkubácie, mrazenia alebo centrifugácie. Napriek tomu sa dajú ľahko otvoriť! Vyrobené zo 100% panenského polypropylénu. Certifikované!

Objem	Farba	Balenie	Kat. číslo	Kat. EUR	AKCIA
0.5 ml	Prirodzená	5 x 200 ks	S1605-0000		
0.5 ml	Zmiešaná ¹⁾	5 x 200 ks	S1605-0099		
1.5 ml	Prirodzená	500 ks	S1615-5500		
1.5 ml	Prirodzená	5 x 100 ks	S1615-5550		
1.5 ml	Zmiešaná ¹⁾	5 x 100 ks	S1615-5599		
2.0 ml	Prirodzená	500 ks	S1620-2700		
2.0 ml	Zmiešaná ¹⁾	5 x 100 ks	S1620-2799		

¹⁾ Zmiešané balenia obsahujú tieto farby: modrá, zelená, červená, fialová a žltá.

5.0 ml skúmavky

Potrebuje pripraviť vzorky do 5,0 ml? Neplýtvajte nadmerným množstvom plastov! Namiesto 15 ml skúmaviek, použite naše certifikované 5,0 ml eppendorfské skúmavky!

Objem	Balenie	Kat. číslo	Kat. EUR	AKCIA
Prirodzená	200 ks	E1450-1100		
Modrá	200 ks	E1450-1101		
Zelená	200 ks	E1450-1102		
Červená	200 ks	E1450-1104		
Žltá	200 ks	E1450-1106		
Čierna	200 ks	E1450-1108		

Všetky uvedené ceny sú bez DPH

CERTIFIED



Všetko pre Vaše laboratórium


Pracovné stanice GuardOne®

Pracovné stanice GuardOne® firmy STARLAB poskytujú ideálny pracovný priestor pre citlivé a kritické aplikácie, ktoré si vyžadujú extra čisté prostredie alebo ochranu pred potenciálnou kontamináciou baktériami, DNA alebo RNA. Pracovná stanica GuardOne® minimalizuje riziko krížovej kontaminácie, aby ochránila vaše cenné vzorky a reagenty, a tak pomáha predchádzať vynaloženiu času a nákladov, ktoré sú s tým spojené nutnosťou opakovať pracovné procesy.

- Účinná UV 254 nm dekontaminácia
- Automatické vypnutie UV lampy pri otvorení predného krídla
- Účinný HEPA filter tíredu H14 s predfiltrom*
- ISO pracovné prostredie triedy 5*

Pracovná stanica GuardOne®
s laminárnym prúdením
vzduchu (šírka : 80 cm)

Kat. číslo : S8040-0000



BROŽÚRA

ĎALŠIE DOSTUPNÉ BOXY :




120 cm BOX s laminárnym prúdením
vzduchu Kat. číslo : S8040-0001



120 cm PCR BOX pasívny
Kat. číslo S8040-1001



80 cm PCR BOX pasívny
Kat. číslo S8040-1000



Pre lepšiu organizáciu práce.

Rad všestranných stojanov s viacerými skúmavkami, ktoré sú ideálne na použitie v pracovnej stanici GuardONE alebo na stole. Vyrobené z polypropylénu, ktorý poskytuje vynikajúcu chemickú odolnosť. Všetky stojany sú autoklávovateľné, s teplotným rozsahom použitia -90 °C až 121 °C.



STOJANČEK TWISSTAR

Štyri rôzne farebné polypropylénové časti, ktoré možno navzájom uzamknúť podľa vašich potrieb. Vhodné pre rôzne typy skúmaviek rôznych veľkostí (0,2 ml až 50 ml) a tiež pre PCR platničku Stojančeky sú autoklávovateľné.

DETAILLY

Kat. číslo : E2344-1099



STOJANČEKY COMBI-MINI TUBE

80-miestny polypropylénový stojan, kde každá strana je určená pre rôzne veľké skúmavky: 4 x 50 ml, 12 x 15 ml, 32 x 1,5/2,0 ml a 32 x 0,5 ml. Autoklávovateľné

DETAILLY

Kat. číslo : E2345-1099

Balenie = 5 kusov zmiešaných stojanov

PCR LOCK-RACK

Spájateľné stojančeky Lock-Rack. Vrátane priehľadného veka, na zakrytie 2 sekcií. together. Každá sekcia má kapacitu : 24 x 1.5 / 2.0 ml skúmaviek, 16 x 0.5 ml skúmaviek a 60 x 0.2 ml skúmaviek. Stojany sú autoklávovateľné

Kat. číslo : E2344-2099



DETAILLY

BUĎTE JEDNODUCHO SMART!

Vyberte si medzi ekonomickým Vortexom s rýchlosťou až 2500 ot./min. alebo Vortexom s voliteľným IR detektorom pohybu a rýchlosťou až 3000 ot./min. Bez ohľadu na to, čo si vyberiete, viete, že ktorýkoľvek z týchto kompaktných prístrojov sa bude dobre hodiť do vášho GuardOne® boxu.



Vortex

- Nastavenie rýchlosti až do : 2500 ot./min
- Kontinuálny mód / Prítlakový mód
- Široká škála adaptérov pre rozšírenie aplikačných možností.

N2400-6010

DETAILLY



Vortex IR

- Nastavenie rýchlosti až do : 3000 ot./min
- Kontinuálny mód / IR - Senzorový mód
- Automatický štart pri použití IR módu
- Široká škála adaptérov pre rozšírenie aplikačných možností.

N2400-0001

DETAILLY

Centrifúga Mini Fuge PLUS.

KAŽDÉ LABORATÓRIUM BY MALO MAŤ K DISPOZÍCII MINI FUGE PLUS!

Starlab Mini Fuge Plus sa dodáva s dvoma rotormi: 8-miestny rotor pre 0,2, 0,5, 1,5 a 2,0 ml mikrocentrifugačné skúmavky + skúmavky so skrutkovacím uzáverom a 32-miestny rotor pre 32 x 0,2 ml PCR skúmavky (alebo 4 x 8-násobné strípy).

- 6000 ot./min / 2000 x g
- Jednoduchá výmena rotora
- Malé kompaktné rozmery

DETAILY

Mini Fuge PLUS

Kat. číslo N2631-0017



POUŽITE MA S PCR SKÚMAVKAMI & STRÍPMI

Pozrite si našu širokú škálu
PCR materiálu

PCR MATERIÁL

POUŽITE MA:

- Rýchle odstredovanie kondenzátu, vortexovaných alebo rozmrazených vzoriek

KOMPATIBILNÉ SKÚMAVKY

- 8 x 0.5 / 1.5 / 2.0 ml skúmavky (pozri stranu 5)
- 8 x skúmavky - šróbovací uzáver (pozrite ďalšiu stranu)
- 32 x 0.2 ml PCR skúmavky
- 4 x 0.2 ml PCR strípy



Úniverzálne skúmavky - šróbovacie

nakombinujte si vrchnáky a vhodné skúmavky

AKCIOVÉ CENY NA :

DETAILY

SAMOSTATNE STOJACE



0.5 ml
vrúbkované

Prirodzená	Tmavá
E1405-2120	E1405-2127
Kat.cena Akcia	Kat.cena Akcia

SAMOSTATNE STOJACE



1.5 ml
vrúbkované

Prirodzená	Tmavá
E1415-2220	E1415-2227
Kat.cena Akcia	Kat.cena Akcia



1.5 ml
Graduované - kónické dno

Prirodzená	Tmavá
E1415-2230	E1415-2237
Kat.cena Akcia	Kat.cena Akcia



2.0 ml
Graduované - kónické dno

Prirodzená	Tmavá
E1420-2330	E1420-2337
Kat.cena Akcia	Kat.cena Akcia

SAMOSTATNE STOJACE



2.0 ml
Graduované - kónické dno

Prirodzená	Tmavá
E1420-2340	E1420-2347
Kat.cena Akcia	Kat.cena Akcia

- Testované v rutine až do 20.000 x g
- Všetky skúmavky sú autoklávovateľné
- Vyrobené zo 100 % polypropylénu
- Certifikované : RNase/ DNase and DNA free.
- Endotoxin free

ŠTANDARDNÉ VRCHNÁKY

DETAILY



Modrá

E1480-0101
Kat.cena Akcia



Zelená

E1480-0102
Kat.cena Akcia



Oranžová

E1480-0103
Kat.cena Akcia



Červená

E1480-0104
Kat.cena Akcia



Fialová

E1480-0105
Kat.cena Akcia



Žltá

E1480-0106
Kat.cena Akcia



Jantárová

E1480-0107
Kat.cena Akcia



Čierna

E1480-0108
Kat.cena Akcia



Biela

E1480-0109
Kat.cena Akcia

UPEVNENÉ VRCHNÁKY



Prirodzená

E1480-0200
Kat.cena Akcia



Modrá

E1480-0201
Kat.cena Akcia



Zelená

E1480-0202
Kat.cena Akcia



Fialová

E1480-0205
Kat.cena Akcia



Jantárová

E1480-0207
Kat.cena Akcia



Čierna

E1480-0208
Kat.cena Akcia

VRCHNÁKY EASY GRIP



Prirodzená/Biela

E1480-0300
Kat.cena Akcia



Biela/Modrá

E1480-0301
Kat.cena Akcia



Biela/Zelená

E1480-0302
Kat.cena Akcia



Biela/Oranžová

E1480-0303
Kat.cena Akcia



Biela/Červená

E1480-0304
Kat.cena Akcia



Biela/Fialová

E1480-0305
Kat.cena Akcia



Biela/Biela

E1480-0309
Kat.cena Akcia



Zmiešaná

E1480-0399
Kat.cena Akcia

Centrifúga PlateONE

ROZTOČTE TO NAPLNO!

Utesnené platne sa zaťažujú vertikálne a povrchové napätie udržuje vzorky na mieste nehrozí nebezpečenstvo rozliatia vzoriek. Centrifúga PlateONE je kompatibilná so všetkými platničkami s výškou do 25 mm a je menšia ako štvrtina veľkosti väčšiny platňových centrifúg.

VLASTNOSTI

- 2500 ot./min / 500 x g
- Vhodné pre platničky do výšky: 25 mm
- Rýchly štart a STOP

POUŽITE MA NA :

- Bezpečné a rýchle odstredovanie kvapiek a kondenzácie
- Odstredovanie pred a po tepelnom cyklovaní na zvýšenie výťažku PCR.

Centrifúga PlateONE

Kat. číslo : N2631-0008

DETAILLY



POZRITE SI PONUKU PCR PLATNIČIEK

Objavte náš rad vysokokvalitných PCR platničiek: s obrubou, s polovičným okrajoma bez obruby, vrátane bielych platničiek pre qPCR. Náš sortiment zahŕňa 96- a 384-jamkové platne, ktoré sa hodia pre širokú škálu termocyklov vrátane FAST systémov.

DETAILLY

POUŽITE MA TIEŽ S 1/2 PLATNIČKAMI, STRÍPMI & PCR SKÚMAVKAMI

S adaptérom (N2631-0018) možné použiť centrifúgu PlateONE so 48-jamkovými doštičkami alebo PCR skúmavkami a strípmi.

PCR samoprilnavé fólie na prekryvanie platničiek



StarSeal (PCR) hliník
Certifikované : RNase, DNase,
DNA & Pyrogen free

Kat. číslo : E2796-9792
Balenie : 100 ks


Kat.cena Akcia



**Sealing Film - Hliník
60 μm (PCR)**

Kat, číslo : E2796-0792
Balenie : 100 ks

Kat.cena Akcia



Číra polyolefin StarSeal (PCR)
Certified RNase, DNase, DNA
& Pyrogen free

Kat. číslo : E2796-9793
Balenie : 100 ks

Kat.cena Akcia



**X-Clear extračíra polyolefin
StarSeal (qPCR)**
Certifikovaná RNase, DNase, DNA
& Pyrogen free

Kat. číslo : E2796-9795
Balenie : 100 ks

Kat.cena Akcia

DETAILLY



**Polypropylénová fólia pre
PCR stripy (PCR)**
Certifikované : RNase, DNase &
Nucleid Acid free

Kat. číslo : E2796-2850
Balenie : 200 stripov

Kat.cena Akcia



Polyesterová fólia (PCR)
Certifikované : RNase, DNase
& Nucleid Acid free

Kat. číslo : E2796-0100
Balenie : 100 ks

Kat.cena Akcia



Hliníková fólia (PCR)
Certifikované : RNase & DNase free

Kat. číslo : E2796-1100
Balenie : 100 ks

Kat.cena Akcia



Miešačka mikroplatničiek.

ZAMIEŠAJTE AJ PRETRASTE VAŠE VZORKY

Táto miešačka firmy Starlab má plynulé, variabilné nastavenie rýchlosti vibrácie (trepania) a je vhodná na použitie so všetkými platničkami s obrubou (skirted) so štandardným SBS pôdorysom. Malé rozmery šetria miesto vo Vašom laboratóriu.

VLASŤNOSTI :

- 0 - 1500 rpm
- Vhodné pre všetky platničky s SBS pôdorysom
- Bezkrkové nastavenie rýchlosti



POUŽITE MA :

- Miešanie a pretrepávanie akejkoľvek platne s obrubou
- Resuspendovanie peliet

Miešačka mikroplatničiek

Kat. číslo : N2400-8040

DETAILY



96 Square Wells, Conical Bottoms

Polypropylénové platničky s hlbokými jamkami s lisovanou maticou. Certifikované bez RNázy, DNázy a pyrogénov. Sú tiež endotoxín free.

1.2 ml Deepwell

Balenie : 10 ks

Kat. číslo : E2896-1820

2.2 ml Deepwell

Balenie : 10 ks

Kat. číslo : E2896-1810

Kat.cena Akcia

Kat.cena Akcia

PlateOne®

Všetky platničky Starlab PlateOne® a platne Deepwell so SBS pôdorysom sú vhodné na použitie s miešačkou Starlab PlateOne®

PlateOne® platne sú vyrobené z vysoko kvalitného čistého polypropylénu, Na platniach je indexácia a sú certifikované bez obsahu RNázy, DNázy, DNA a pyrogénov. K dispozícii sú aj sterilné platne. Pre ponuku pozrite ďalšiu stranu...

PlateOne® Platničky.

PlateOne® mikroplatničky

96 - jamková, okrúhle dno jamky (320 µl) KAT. CENA AKCIA



Nesterilné	4 x 20 platničiek	S1830-9600
Sterilné	4 x 20 platničiek	S1830-9610

96 - jamková, okrúhle a kónické dno jamky (320 µl) KAT. CENA AKCIA



Nesterilné	4 x 20 platničiek	S1833-9600
Sterilné	4 x 20 platničiek	S1833-9610

96 - jamková, rovné dno jamky (320 µl) KAT. CENA AKCIA



Nesterilné	4 x 20 platničiek	S1837-9600
Sterilné	4 x 20 platničiek	S1837-9610

DETAILY



PlateOne® hlboké platničky

96 - jamková, okrúhle dno jamky (Objem : 0.5 ml) KAT. CENA AKCIA



Nesterilné (vrecká)	4 x 8 plates	S1896-5800
Nesterilné	32 plates	S1896-5000
Sterilné (Ind.balené)	32 plates	S1896-5110

96 - jamková, okrúhle dno jamky (Objem : 1.0 ml) KAT. CENA AKCIA



Nesterilné (vrecká)	4 x 5 plates	S1896-1800
Nesterilné	20 plates	S1896-1000
Sterilné (Ind.balené)	20 plates	S1896-1110

96 - jamková, dno jamky v tvare V (Objem : 2.0 ml) KAT. CENA AKCIA



Nesterilné (vrecká)	4 x 5 plates	S1896-2800
Nesterilné	20 plates	S1896-2000
Sterilné (Ind.balené)	20 plates	S1896-2110

DETAILY

V neposlednom rade ...

VIAC VYBAVENIA PRE VAŠE KAŽDODENNÉ ÚLOHY...



Termostat Mini Dry Bath

Kat. číslo : N2400-4020

Veľmi malý, ale výkonný termostat vhodný pre celý rad aplikácií. Digitálny mikroprocesor riadi prednastavenú teplotu kovového bloku. Kovové bloky sa predávajú samostatne, informácie o objednávaní nájdete na našej webovej stránke.

[BROŽÚRA](#)

[DETAILY](#)



Magnetická miešačka

Kat. číslo : N2400-2010

Ekonomická magnetická miešačka s variabilným rozsahom otáčok 100 – 1500 ot./min. a objemom miešania až 3 litre. Dodáva sa so 40 mm miešadielkom. Jednoduché čistenie a malé rozmery.

[BROŽÚRA](#)

[DETAILY](#)





Magnetická miešačka

S OHREVOM Kat. číslo N2400-3010

Rýchle zvyšovanie teploty vám šetrí čas! Toto miešadlo má rozsah otáčok 200 – 1500 ot./min. a teplotný rozsah teplota okolia až do 280 °C (v krokoch po 1 °C). Dodáva sa so 40 mm miešadielkom.

[BROŽÚRA](#)

[DETAILY](#)



Kompaktný, multifunkčný prístroj, ktorý poskytuje dôkladné premiešanie obsahu mikroskúmaviek s konzistentnými výsledkami. Obsahuje tri rôzne pohyby (vertikálny, recipročný, vibračný), ktoré možno použiť samostatne alebo ich aj kombinovať.

BROŽÚRA


DETAILY

Skladovanie vzoriek/ chladiace stojany



Chladiaci stojanček StarChill PCR, Purpurová/Ružová
Poskytuje vám okamžitú vizuálnu indikáciu teploty vzorky. Farba stojančeka sa zmení pri 7 °C. 96-jamkový stojan s vekom na použitie s 0,2 ml skúmavkami, stípmi alebo 0,2 ml 96-jamkovou PCR platničkou.

Kat. číslo : E2396-2004
Balenie : 2 ks



StarStore 100
100-miestny úložný box s pevnou mriežkou 10x10 na rskúmvky do priemeru : 13 mm, napr. 1,5/2,0 ml mikrocentrifúgačné skúmavky alebo skúmavky so skrutkovacím uzáverom. Autoklávovateľné. Teplotné použitie: -90°C až 121°C. ŠxHxV: 140 x 155 x 55 mm.

Kat. číslo : I2310-5848
Balenie : 5 ks, zmiešaná farba



Polykarbonátové kryogénne úložné boxy Biela základňa s priehľadným odnímateľným vekom s vytlačenou indexáciou.. Teplotné použitie od -196°C do 121°C. Štandardné rozmery 130 x 130.

Kat. číslo : I2381-2305
81-miestne

Starlab ErgoOne[®] manual pipettes.

ErgoOne[®]


Jedno a viackanálové
pipety

DETAILY

BROŽÚRA

**POHODLNÉ, SPOLIAHLIVÉ
PIPETOVANIE: CELÝ DEŇ,
KAŽDÝ DEŇ**

- Vynikajúca ergonómia a nízka hmotnosť
- Aretácia nastaveného objemu
- Kovové kónusy (U pipiet s 0,1-2,5, 0,5-10 a 2-20 ul)



1- kanálové pipety

S7100-0125 0,1-2,5µl	S7100-0510 0,5 - 10µl	S7100-0221 2 - 20µl Micro	S7100-0220 2 - 20µl Standard
S7100-1100 10 - 100µl	S7100-2200 20 - 200µl	S7110-1000 100 - 1000µl	S7150-5000 500 - 5000µl

8- kanálové pipety

S7108-0510 0,5 - 10µl	S7108-1100 10 - 100µl	S7108-3300 30 - 300µl
--------------------------	--------------------------	--------------------------

12- kanálové pipety

S7112-0510 0,5 - 10µl	S7112-1100 10 - 100µl	S7112-3300 30 - 300µl
--------------------------	--------------------------	--------------------------

ErgoOne® FAST pipetovací kontrolér

ERGONOMIA SA STRETÁVA S MODERNÝM DIZAJNOM!

ErgoOne® FAST je jedným z najľahších a najrýchlejších pipetovacích kontrolérov na trhu. Je navrhnutý pre pohodlie a dokonale sa drží v ruke. Vynikajúca ergonómia zabezpečí, že Vaša ruka sa neunaví ani pri dlhých pipetovacích sériách.

Použiť ho možno so všetkými plastovými alebo sklenenými sérologickými pipetami (1,0 až 100 ml). ErgoOne® FAST dokáže naplniť 25 ml pipetu za menej ako štyri sekundy!



ErgoOne® Fast Pipetovací kontrolér

Kat. číslo : S7166-0010

DETAILY

Nepodceňujte Vašu osobnú ochranu Rukavice radu StarGuard®.

COMFORT

kvalitný nitril
komfort a flexibilita



ODPORÚČANÉ NA POUŽITIE KEĎ:

- Si práca vyžaduje zručnosť a hmatovú citlivosť
- Potrebujete ľahké rukavice s dokonalým strihom
- Chcete znížiť únavu Vašich rúk spôsobenú nevhodnými rukavicami
- Potrebujete spojiť komfort a chemickú ochranu

Názov	Balenie	Kat. číslo	Kat. cena AKCIA
StarGuard® Comfort, Nitrile Gloves, XS	10 × 250	SG-C-XS	
StarGuard® Comfort, Nitrile Gloves, S	10 × 250	SG-C-S	
StarGuard® Comfort, Nitrile Gloves, M	10 × 250	SG-C-M	
StarGuard® Comfort, Nitrile Gloves, L	10 × 250	SG-C-L	
StarGuard® Comfort, Nitrile Gloves, XL ¹⁾	10 × 230	SG-C-XL	

¹⁾ 230 gloves per box XL



EN ISO 374-1/Type B EN ISO 374-5:2016



AQL
0.65



PROTECT

silný a odolný nitril

DETAILY



ODPORÚČANÉ NA POUŽITIE KEĎ:

- Potrebujete spojiť pevnosť a odolnosť pre každodenné použitie
- Potrebujete ochranu, pohodlie a konzistentný úchop chemical
- Potrebujete zvýšenú chemickú odolnosť
- Potrebujete dlhšiu rukavicu (250mm) pre zvýšenú ochranu zápastia

Názov	Balenie	Kat. číslo	Kat. cena	AKCIA
StarGuard® Protect, Nitrilové rukavice, XS	10 × 100	SG-P-XS		
StarGuard® Protect, Nitrilové rukavice, S	10 × 100	SG-P-S		
StarGuard® Protect, Nitrilové rukavice, M	10 × 100	SG-P-M		
StarGuard® Protect, Nitrilové rukavice, L	10 × 100	SG-P-L		
StarGuard® Protect, Nitrilové rukavice, XL	10 × 100	SG-P-XL		

SENSITIVE

komfortná ochrana, u ktorej je klinicky preukázané, že znižuje potenciál kontaktnej dermatitídy



ODPORÚČANÉ NA POUŽITIE KEĎ:

- Potrebujete nízky potenciál dermatitídy – ideálne pre používateľov s citlivou pokožkou
- Neobsahuje žiadne potenciálne kontaminanty, ktoré by mohli ovplyvniť experimenty
- Vylepšená hmatová citlivosť
- Vynikajúca prilnavosť aj pri práci s mokrymi povrchmi

Názov	Balenie	Kat. číslo	Kat. cena	AKCIA
StarGuard® Sensitive, nitrilové rukavice, XS	10 × 200	SG-N-XS		
StarGuard® Sensitive, nitrilové rukavice, S	10 × 200	SG-N-S		
StarGuard® Sensitive, nitrilové rukavice, M	10 × 200	SG-N-M		
StarGuard® Sensitive, nitrilové rukavice, L	10 × 200	SG-N-L		
StarGuard® Sensitive, nitrilové rukavice, XL	10 × 200	SG-N-XL		



Starlab International GmbH

Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 20
info@starlab.de
www.starlabgroup.com

