

## Digitálne byrety

Tieto digitálne byrety sú vhodné najmä na vysokopresnú titráciu. Vďaka veľkokapacitnej batérii nepotrebujú sieťový adaptér. Z tohto dôvodu sú vhodné i na použitie do terénu. Vysoká presnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť z nich robí pomôcky vhodné i pre toho najnáročnejšieho používateľa. Byrety sú napájané batériami s vysokou životnosťou a ich výmena je jednoduchá.

### Vlastnosti :

- Umožňujú dávkovanie priamo zo zásobnej fľaše
- Vysoká presnosť a správnosť dávkovania
- Bezpečné a ľahké narábanie
- Jednoduché čistenie, údržba a obsluha
- Sú dodávané s certifikátom v zmysle normy ISO8655
- Široká škála adaptérov pre rôzne fľaše v balení
- Vyznačujú sa rozsiahlou chemickou odolnosťou
- Dávkovanie tekutín bez bublín
- Majú certifikát zhody CE
- Otočná hlava o 360°
- Dostupná široká škála príslušenstva



Digitálne byrety sú vybavené otočnou 360° hlavou takže pri zmene polohy nemusíte otáčať celou fľašou.



Digitálne byrety sú vybavené recirkulačným systémom, pomocou ktorého môžete nepoužitú médium vrátiť späť do zásobnej fľaše. Takto sa znižujú straty dávkovaných médií.



Digitálne byrety sú vybavené konektorom na predĺžovaciu hadičku. Táto je vhodná najmä pri dávkovaní zasýchajúcich médií a médií, ktoré sú citlivé na vlhkosť.



Pripojenie nasávacej hadičky je jednoduché. Spoľahlivé nasadenie hadičky zabraňuje vzhľadom do systému čím sa zabezpečujú reprodukovateľné výsledky.



Ventily sú jednoducho vymeniteľné takže nie je potrebné byretu posielat' na servis, Ventil v prípade potreby vymeníte priamo na Vašom pracovisku.



Byreta je vybavená vymeniteľným tmavým okienkom, ktoré zabezpečuje ochranu pre svetlité médiá.



## DIGITÁLNE BYRETY - Príslušenstvo a náhradné diely

Kat. číslo	Názov	Materiál
LH-721650	Dávkovacia hlava, štandard	FEP
LH-721651	Dávkovacia hlava, jemná špička	FEP
LH-721648	Dávkovacia hlava, špirálová 1,5mm	FEP
LH-721652	Dávkovacia hlava, 0,4m nastavovateľná	FEP
LH-721653	Dávkovacia hlava, Luer-Lock	FEP/PP
LH-721654	Dávkovacia hlava, Luer-Lock	FEP/PFA
LH-721678	Predĺžovacia hadička, 310mm	FEP
LH-721679	Predĺžovacia hadička, 400mm	FEP
LH-721682	Recirkulačná hadička, 70mm	FEP
LH-721743	Podstavec pre fľaše s Ø = 75-120mm	

V ponuke je aj široká škála adaptérov pre rôzne typy fľaš resp. pre ich závit. V prípade potreby Vám pošleme bližšie informácie a cenovú ponuku.

