

Flašový Filtračný Systém.

ŠTYRI OBJEMY

150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

PES MEMBRÁNA

Ideálne na filtrovanie fetálneho hovädzieho séra (FBS) a ďalších viskózných roztokov

DOSTUPNÉ V PREVEDENÍ

0.22 μm , 0.45 μm

ERGONOMICKÝ TVAR

Vytvarovaný bok fľaše poskytuje bezpečné uchopenie.

KOMPLETNÁ FILTRAČNÁ JEDNOTKA



FILTRAČNÝ LIEVIK



STERILNÁ FLAŠA



Flašový Filtračný systém

DOSTUPNÉ SPOLU AJ SAMOSTATNE


Tento systém je dostupný :

- kompletná filtračná jednotka (obsahuje fľašu aj filtračný lievik)
- iba filtračný lievik
- iba zásobná fľaša

Robustný a kompaktný filtračný systém. vďaka kompaktným rozmerom šetrí priestor, Systém je balený vákuovo, aby sa zabezpečila maximálna čistota a sterilita.

PES membrána je ideálna na filtráciu fetálneho bovinného séra (FBS) a iných viskózných roztokov. Systém bude Vaším dokonalým spoločníkom pre potreby sterilnej filtrácie, prípravy médií a skladovania médií.

Dostupné v štyroch objemoch:
150 ml, 250 ml, 500 ml 1000 ml




Technické informácie

FLAŠOVÝ FILTRAČNY SYSTÉM

Filtračný systém sa vyrába podľa systémov riadenia kvality ISO13485 a ISO9001, v prostredí čistých priestorov triedy 100 000 a každé balenie obashuje LOT (šaržu) pre ľahkú sledovateľnosť vytlačený s číslom šarže pre ľahkú sledovateľnosť ako aj dátum expirácie.

- Dostupné v štyroch objemoch: 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml Filtračný
- Lievik ako aj fľaša na médiá sú vyrobené z vysokočieho polystyrénu
- Filtračné lieviky majú membránu z PES s porozitou 0.22 μm alebo 0.45 μm a sú kompatibilné s fľašami so závitom GL45.
- Teplotný rozsah použitia : -20 °C až +50 °C
- Sterilné (SAL 10⁻⁶) podľa ISO11137 / 3-roky expiračná doba.
- Certifikované ako RNase, DNase a Pyrogén free
- Certifikované ako necytotoxické a bez obsahu ťažkých kovov
- Vákuovo balené



150 ml



250 ml



500 ml



1000 ml

Údaje pre objednávanie

FLAŠOVÝ FILTRAČNY SYSTÉM

150 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Kompletné filtračné jednotky



0.22 µm
PES membrána

CC8221-3226
Balenie : 12 ks

CC8221-4226
Balenie : 12 ks

CC8221-5226
Balenie : 12 ks

CC8221-6226
Balenie : 12 ks

0.45 µm
PES membrána

CC8221-3456
Balenie : 12 ks

CC8221-4456
Balenie : 12 ks

CC8221-5456
Balenie : 12 ks

CC8221-6456
Balenie : 12 ks

Filtračné lieviky



0.22 µm
PES membrána

CC8222-3226
Balenie : 24 ks

CC8222-4226
Balenie : 24 ks

CC8222-5226
Balenie : 24 ks

CC8222-6226
Balenie : 24 ks

0.45 µm
PES membrána

CC8222-3456
Balenie : 24 ks

CC8222-4456
Balenie : 24 ks

CC8222-5456
Balenie : 24 ks

CC8222-6456
Balenie : 24 ks

Zásobné fľaše



CC8221-3000
Balenie : 24 ks

CC8221-4000
Balenie : 24 ks

CC8221-5000
Balenie : 24 ks

CC8221-6000
Balenie : 24 ks



DOKONALÝ PARTNER

Filtrátor firmy STARLAB má výkonnú pumpu a dajú sa použiť až dva ručné ovládače bez straty výkonu. Jednotka je vybavená automatickým vypínačom čerpadla ON-OFF a má nízku hlučnosť pre tichšie pracovné prostredie. Filtrátor Starlab je dodávaný so všetkým, čo potrebujete, aby ste mohli okamžite začať pracovať. Je dokonalým partnerom na použitie s fľašovým filtračným systémom.

