


Zásobte sa teraz,
váš výskum nepočká.
**Pripravte sa na
výnimočnú ponuku!**

ŠPECIÁLNA PONUKA

Pipety & Laboratórne produkty

Ponuka platná do 10.12.2024.



Vášeň pre vedu.

 starlab

GuardOne® Pracovné stanice.



od: **2.849 €***

NAVRHNUTÉ S OHĽADOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spotrebný materiál s dlhou životnosťou znižuje množstvo odpadu. Minimálny objem balenia znižuje potrebu dopravy. Minimálna spotreba energie.

PREDÍDTE CROSS-CONTAMINÁCIU & RIZIKU OPAKOVANIA PRÁCE

Chráňte svoje cenné vzorky a reagentie¹⁾, aby ste predišli plytvaniu času, nákladov a duplikovaniu kontaminovanej práce. Pracovné stanice GuardOne® od spoločnosti Starlab poskytujú ideálne čisté a kontrolované prostredie. GuardOne® je perfektným riešením pre vaše PCR / qPCR aplikácie alebo iné aplikácie, ktoré si takéto prostredie vyžadujú.

GuardOne® bol navrhnutý s ohľadom na pohodlie. Všetky funkcie sa ovládajú pomocou dotykovej obrazovky kompatibilnej s rukavicami. Beznástrojová výmena HEPA filtra a výmena UV lampy len za 2 minúty!



Pracovná stanica 32"
Bez cirkulácie vzduchu

S8040-1000

3.339,00 €

2.849 €

Pracovná stanica 48"
Bez cirkulácie vzduchu

S8040-1001

4.399,00 €

3.699 €

Pracovná stanica 32"
s laminárnym prúdením

S8040-0000

3.999,00 €

3.499 €

Pracovná stanica 48"
s laminárnym prúdením

S8040-0001

5.199,00 €

4.439 €



<https://ecomед.sk/product-category/laboratorne-pristroje-na-pripravu-vzoriek/pcr-boxy/>



- QuickStart / QuickStop jedným dotykom
- Efektívna UV_{245 nm} dekontaminácia s časovačom
- Efektívny Hepa filter triedy H14 s pred-filtrom poskytuje ISO pracovné prostredie triedy 5²⁾
- Meranie prietoku vzduchu v reálnom čase²⁾
- Monitoring životnosti
- Prakticky bezúdržbový
- Jednoduché čistenie
- Jednoduchá 15-minútová montáž bez použitia náradia

¹⁾GuardOne® nie je určený na ochranu užívateľa.

²⁾Len pre modely s laminárnym prúdením vzduchu.

Starlab Vortex TOUCH.

SKVELÉ VLASTNOSTI.

NALADĚTE SA NA SPRÁVNE VIBRÁCIE!

Nový vortex fy. Starlab je ideálny pre jemné miešanie vzoriek až po intenzívne vortexové miešanie a resuspendovanie buniek alebo chemických peliet.

- Jedinečná dotyková obrazovka kompatibilná s rukavicami
- Presné nastavenie otáčok (300 až 3 500 ot./min.)
- Prednastavené možnosti pre rýchlosť / čas jedným dotykcom
- Dotyková alebo nepretržitá prevádzka
- Zvukový alarm ukončenia chodu
- Úsporný režim spánku
- Voliteľné adaptéry dostupné samostatne na zmiešanie až 15 mikrocentrifugačných skúmaviek alebo jednej mikroplatničky (až 1 500 ot./min.)

Vortex TOUCH.

Kat. č. S8010-0000

399-€

CENA: 299 €*



<https://ecomед.sk/product-category/laboratorne-pristroje-na-pripravu-vzoriek/vortexy/>



POZRITE SI VIDEO

DOTYKOVÝ MÓD

Minimálny tlak potrebný na udržanie vibrácií. Miešajte jednu alebo viacero skúmaviek až do 3 500 otáčok za minútu.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA KOMPATIBILNÁ S RUKAVICAMI pre presné nastavenie rýchlosti a času

HLADKÁ, TICHÁ PREVÁDZKA

REŽIM SPÁNKU ÚSPORA ENERGIE

ROZSAH OTÁČOK 300 – 3.500 OT./MIN.

PROTIŠMYKOVÉ NOŽIČKY

poskytujú stabilitu na stole počas miešania



Filtrátor od fy. Starlab.

POUŽÍVAJTE DVOJRUČNÉ OVLÁDAČE BEZ STRATY VÝKONU

- Výkonné čerpadlo, ktoré dokáže ovládať dva ručné ovládače bez straty výkonu
- Automatické Zapnutie/Vypnutie čerpadla
- Nízka emisia hluku pre tichšie pracovné prostredie
- Dodávané so všetkým, s čím potrebujete začať
- Všestranný! K dispozícii je aj celý rad príslušenstva
- Perfektný partner na použitie s filtračným systémom "Starlab bottle top"

N2400-9000

obsahuje všetko, čo potrebujete, aby ste mohli začať: filtrátor, 4-litrová polypropylénová fľaša s ochranným filtrom a prírodným potrubím. Ručný ovládač, vrátane 2,5 m hadičky, nástenný držiak, adaptér pre pipety a adaptér pre špičky pipiet.



URČENÉ PRE BEZPEČNÉ A EFEKTÍVNE NASÁVANIE KVAPALÍN

- Úroveň vákua a sací výkon je nastaviteľný v 8 krokoch (150 až 850 mbar) pre bezpečnú a reprodukovateľnú prácu
- Chemicky odolné čerpadlo sa automaticky zapína/vypína, aby sa znížila hladina hluku na pracovisku
- Filtrátor môžete použiť aj ako mobilný zdroj vákua na sterilnú filtráciu a extrakciu pevnej fázy
- K dispozícii sú ďalšie ručné ovládače a celý rad ďalšieho príslušenstva. Podrobnosti nájdete na webovej stránke

Filtrátor

Kat. č. N2400-9000

~~1.699 €~~

CENA: 1.399 €*



<https://ecomед.sk/produkt/vysokorychlostny-filtracny-pristroj/>

Objavte širokú škálu Serologických Pipiet



PLNE AUTOKLÁVOVATEĽNÝ ergonomicky navrhnutý ručný kontrolér


Minicentrifúga.

MODERNÉ KRIVKY!


Minicentrifúga Starlab, ktorá je ideálna pre rýchlu centrifugáciu! Ide o kompaktný a robustný prístroj, ktorý poskytuje tichý, plynulý chod a maximálnu rýchlosť 6 500 ot./min.

- Rýchly štart po zatvorení veka
- Magnetický zámok veka
- Jednodotková funkcia "STOP" pre okamžité brzdenie a automatické uvoľnenie veka

DODÁVANÁ S DVOMI ROTORMI



Rotor na skúmavky pojme až osem mikrocentrifugačných skúmaviek alebo osem kónických mikroskúmaviek alebo mikroskúmaviek so závitovým uzáverom s obrubou



Rotor pre PCR Stripy - Rotor obsahuje dva, 0,2 ml 8-stripy alebo 32 x 0,2 ml skúmaviek.



RÝCHLY ŠTART
stačí zavrieť veko a začať centrifugovať!

<https://ecomед.sk/produkt/minicentrifuga-starlab/>

**RÝCHLA A JEDNODUCHÁ
VÝMENA ROTORA
BEZ NÁSTROJOV**

**JEDNODOTKOVÁ
FUNKCIA STOP**
pre okamžité zabrzdzenie
a uvoľnenie veka

**MAGNETICKÝ
ZÁMOK VEKA**
jednoduché
ovládanie jednou
rukou



POZRITE VIDEO

Minicentrifúga.

Kat. č. S8030-5000

~~285,00 €~~

CENA: 219 €*

Všestranný Mixér HC.

<https://ecomед.sk/produkt/laboratorny-mixer-hc-s-chladenim-a-ohrevom/>

JEDNO MALÉ ZARIADENIE, MNOHO POUŽITÍ.

Mixér HC je inteligentné zariadenie, ktoré vykonáva prácu niekoľkých ďalších zariadení v laboratóriu. Mixér HC sa jednoducho používa a programuje a stane sa neoceniteľným stolným spoločníkom, ktorý vám pomôže urýchliť vaše laboratórne úlohy. Budete sa čudovať, ako ste to mohli dokázať bez neho!

MIEŠANIE
do 1.500 ot./min.

OHREV
do 99 °C

CHLADENIE
až 13 °C
nižšia, ako teplota
prostredia



ČASOVAČ
1 min až
99:59 hodín

FUNKČNÝ
Striedajte miešanie
a odpočívanie.
Vytvorte si vlastné
protokoly.
Alebo okamžité
miešanie jedným
stlačením tlačidla



POZRITE VIDEO

Mixér HC

Kat. č. **S8012-0000** (Nezahŕňa
Termobloky)

List: 2.099 €

CENA: 1.779 €*

DEVÄŤ VYMENITEĽNÝCH TERMOBLOKOV

Použite Mixér HC so všetkými obľúbenými skúmavkami a platničkami.



24 x 0,5 ml
Microcentrifugačné
Skúmavky
S8012-0010¹⁾
454,00 €
399 €*



24 x 1,5 ml
Microcentrifugačné
Skúmavky
S8012-0011¹⁾
454,00 €
399 €*



24 x 2,0 ml
Microcentrifugačné
skúmavky, guľaté dno
S8012-0012¹⁾
454,00 €
399 €*



24 x 2,0 ml
Microcentrifugačné
skúmavky, Ø 12 mm,
dno v tvare V
S8012-0013
454,00 €
399 €*



8 x 5,0 ml
Preparačné skúmavky
S8012-0014
454,00 €
399 €*



8 x 15 ml Kónické
Centrifugačné skúmavky
S8012-0015
454,00 €
399 €*




4 x 50 ml Kónické
Centrifugačné skúmavky
S8012-0016
454,00 €
399 €*



24 x 1,5/2,0 ml
Kryo skúmavky
S8012-0017
454,00 €
399 €*



Microplatničky,
hlboké dno, s vekom
S8012-0018
573,00 €
529 €*



Adaptér na platničky
96 x 0,2 ml skúmavky
alebo 1 PCR platničku
(použite s S8012-0018)
S8012-0019
151,00 €
135 €*



ISO-Rack:
24 x 0,5 ml
Microcentrifugačné
skúmavky
S8012-0020
64,00 €
59 €*




ISO-Rack:
24 x 1,5/2,0 ml
Microcentrifugačné
skúmavky
S8012-0021
64,00 €
59 €*

¹⁾ Obsahuje ISO Rack. Skúmavky nie sú súčasťou dodávky.

Pretrpávanie & Miešanie.

NEVYHNUTNÉ VYBAVENIE PRE KAŽDODENNÉ ÚLOHY

Trepačka s orbitálnym pohybom.



- Rozsah otáčok: 100–500 ot./min.
- LCD displej pre rýchlosť a čas
- Nepretržité alebo miešanie
- Dodávaná bez plošiny

Trepačka Orbital Shaker.

Kat. č.: N2400-8030

(bez plošiny)

~~950,00 €~~

CENA: 819 €*




Plošina s upínacími valcami (falebo použite s Orbital, 3D a Rocking Shakers)

Kat. č.: N2400-8011

~~269,00 €~~

CENA: 229 €*

Trepačky 3D / Rocking Shaker.



- Hojdavé alebo 3D miešanie
- Rozsah otáčok: 10 – 70 ot./min.
- LCD displej pre rýchlosť & čas
- Kontinuálne miešanie/časovač
- Dodávané s plošinou s upínacími šnúrami

Trepačka Rocking Shaker

Kat. č.: N2400-8010

~~1.079,00 €~~

CENA: 969 €*



Plošina s gumenou podložkou a upínacími šnúrami (pre použitie s trepačkami Orbital, 3D a Rocking Shaker)

Kat. č.: N2400-8021

~~269,00 €~~

CENA: 229 €*

Trepačka 3D Rocking Shaker

Kat. č.: N2400-8020

~~1.079,00 €~~

CENA: 919 €*



Rotačná Miešačka. RM-multi 1

Kat. č.: N2400-5000

~~647,00 €~~

CENA: 619 €*

- Riadené prevracanie vzoriek
- Rozsah otáčok: 1 – 100 ot./min.
- Programovateľná
- Tri rôzne pohyby
- Variabilná rýchlosť a časovač
- Nízky profil a malé rozmery



Vertikálna rotácia
360° vertikálny pohyb pre časový úsek od 0–250 sekúnd, alebo non-stop.



Recipročný pohyb
Náklon plošiny sa mení (uhol natočenia 1–90°) na 0 – 250 sekúnd, alebo nonstop.



Vibrácia
Rovnaký ako recipročný pohyb, plus ďalšie vibrácie (uhol natočenia 1–5° na 1–5 sekúnd.



Pauza
Zmeny smeru plošiny, vr. dočasné zastavenie pohybu na 1–5 sekúnd (iba v spojení so vzájomným pohybom).



<https://ecomед.sk/product-category/laboratorne-pristroje-na-pripravu-vzoriek/miesacky-a-trepacky/>



<https://ecomед.sk/produkt/rotacna-miesacka-rm-multi-s-vibraciou/>

Miešanie.

NEVYHNUTNÉ VYBAVENIE PRE KAŽDODENNÉ ÚLOHY



Používa sa na miešanie a pretrepávanie akejkoľvek platničky s okrajom s otlakom SBS a na resuspendovanie peliet.

- Rozsah otáčok: 0 – 1500 ot./min.
- Plynulá regulácia rýchlosti
- Dostupné príslušenstvo

Miešačka Mikroplatničiek.

Kat. č.: N2400-8040

~~410,00 €~~

CENA: 339 €*



<https://ecomед.sk/produkt/miesacka-mikroplatniciek-micromix/>



Ekonomická magnetická miešačka.

- Rozsah otáčok: 100 – 1500 ot./min.
- Objem miešania až 3 litre
- Dodáva sa s 1 x 40 mm miešadielkom

Magnetická Miešačka.

Kat. č.: N2400-2010

~~173,00 €~~

CENA: 149 €*



<https://ecomед.sk/produkt/magneticka-miesacka/>



Rýchle zvyšovanie teploty vám šetrí čas!

- Rozsah otáčok: 200 – 1500 rpm.
- Rozsah teploty: okolitá až 280 °C (inkrement po 1 °C)
- Objem miešania až 3 litre
- Dodáva sa s 1 x 40 mm miešadielkom

Magnetická Miešačka s vyhrievaním.

Kat. č.: N2400-3010

~~310,00 €~~

CENA: 279 €*



<https://ecomед.sk/produkt/magneticka-miesacka-s-vyhrievanim/>

Rolling.



Skonštruované pre nepretržitú prevádzku.
Vhodné pre aplikácie, ako je hybridizácia.

- Simultánny rolovací a nakláňací pohyb
- Regulácia otáčok až do 70 ot./min.
- Šesť valcov udrží záťaž až 4 kg

Valcová miešačka Roller.

Kat. č.: N2400-7010

~~479,00-€~~

CENA: 429 €*

<https://ecomед.sk/produkt/valcova-miesacka-roller/>

Stojany na Pipety.



ErgoOne® Univerzálny karuselový stojan až pre 8 pipiet (UV Rezistentný)

pre použitie s:
ErgoOne®, Biohit®,
Finn®, Gilson®, Rainin®
jedno alebo viac-
kanálové pipety

S7200-0000

~~119-€~~

107 €*



Univerzálny akrylový stojan na pipety až pre 5 pipiet (UV Rezistentný)

pre použitie s: ErgoOne®,
Biohit®, Finn®,
Eppendorf®, Gilson®,
Rainin® jedno alebo viac-
kanálové pipety

E3099-0000

~~73,00-€~~

47 €*



ErgoOne® Držiak na stenu pre 1 pipetu (UV Rezistentný)

pre použitie s: ErgoOne®,
Eppendorf®, Finn®, Gilson®,
Rainin®, Sartorius® jedno
alebo viac-kanálové pipety s
háčikom na prst

S7200-0001

~~8,89-€~~

0 €*



ErgoOne® E Samostatný stojan pre 1 jednokanálovú pipetu

10 µl až 1000 µl
G9999-1002

~~67,00-€~~

59 €

5000 µl

G9999-1003

~~67,00-€~~

59 €*



NEW! ErgoOne® E Držiak pre 1 pipetu

Pre ErgoOne® E jedno alebo
viackanálové pipety, všetky
objemy

G9999-1009

~~25,00-€~~

00 €*



NEW! ErgoOne® E Samostatný stojan pre 1 pipetu

Pre ErgoOne® E jedno
alebo viac-kanálové
pipety, všetky objemy

G9999-1011

~~124,50-€~~

75 €*



ErgoOne® E Nabíjací stojan až pre 3 pipety

Pre ErgoOne® E jedno-
kanálové pipety
(okrem 5 ml)

G9999-1001

~~199-€~~

175 €*



ErgoOne® E Samostatný stojan pre 1 viac-kanálovú pipetu

pre ErgoOne® E viac-
kanálovú pipetu
(okrem 1250 µl)

G9999-1004

~~67,00-€~~

59 €*



https://ecomед.sk/product-category/product-davkovanie-kvapalin/stojany_pre_pipety/

Pipety nie sú súčasťou balenia.

ErgoOne® FAST Pipetovací Kontrolér.

FLEXIBILNÝ, PRESNÝ, BEZPEČNÝ PRENOS



ERGONOMIA SA STRETÁVA S MODERNOU

Každý aspekt ErgoOne® FAST bol vyvinutý s ohľadom na ergonómiu.

ErgoOne® FAST

Kat. č.: S7166-0010

421,00 €

CENA: 339 €*



POZRITE VIDEO

<https://ecomед.sk/produkt/pipetovaci-kontroler-ergoone-fast/>

Objavte náš sortiment
Serologických Pipiet



https://ecomед.sk/product-category/product-davkovanie-kvapalin/serologicke_pipety/



Ovládanie rýchlosti reagujúce na tlak



Autoklávovateľný aspiračný kužel a silikónový držiak pipety zaisťujú bezpečné utesnenie tekutín, zatiaľ čo filter chráni vašu pipetu



Indikátor životnosti batérie



Jednoduchá výmena batérie

- Lhký a ergonomický
- Navrhnutý pre dokonalé vyváženie v ruke pre maximálne pohodlie
- Hladká prevádzka pomocou ovládacích tlačidiel citlivých na tlak
- Rýchlo! Naplní 25 ml pipetu za menej ako 4 sekundy
- Batéria s dlhou životnosťou - 25x~2000 cyklov nasávania pri plnom nabití
- Indikátor životnosti batérie
- Batéria udržuje konštantnú rýchlosť pipetovania, ktorá sa neznižuje, aj keď úroveň nabitia batérie klesne
- Dá sa dobíjať počas používania
- Použitie so všetkými sklenenými alebo plastovými pipetami, 1,0 ml až 100 ml



Stojanová opierka umožňuje umiestniť ovládač na podlahu lavice alebo digestora bez rizika kontaminácie

ErgoOne® FAST Stojanová opierka

Kat. č.: P7166-6306

ErgoOne® E Elektronické Pipety.

ZVÝŠTE EFEKTÍVNOSŤ VO VAŠOM LABORATÓRIU

- Ľahko použiteľná intuitívna štruktúra menu
- Ľahký, ergonomický dizajn
- Nastaviteľná opierka prstu pre individuálne pohodlie
- Výrazne znížené sily na nasadzovanie/zhadzovanie špičiek
- Univerzálne špičky

ErgoOne® E

od: 389 €*

ErgoOne® E PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Pipetovanie | Reverzné Pipetovanie | Miešanie
Dávkovanie | Elektroforéza¹⁾

1-kanálové ErgoOne® E Pipety

G9001-0010	G9001-0020	G9001-0200	G9001-1000	G9001-5000
0,5 – 10 µl	2,0 – 20 µl	10 – 200 µl	50 – 1.000 µl	250 – 5.000 µl
435 €	435 €	435 €	435 €	435 €
389 €*	389 €*	389 €*	369 €*	389 €*

8-kanálové ErgoOne® E Pipety

G9008-0010	G9008-0020	G9008-0100	G9008-0300	G9008-1250
0,5 – 10 µl	1,0 – 20 µl	5,0 – 100 µl	15 – 300 µl	50 – 1250 µl
745 €	745 €	745 €	745 €	745 €
695 €*	695 €*	695 €*	695 €*	695 €*

12-kanálové ErgoOne® E Pipety

G9012-0010	G9012-0020	G9012-0100	G9012-0300	G9012-1250
0,5 – 10 µl	1,0 – 20 µl	5,0 – 100 µl	15 – 300 µl	50 – 1250 µl
910 €	910 €	910 €	910 €	910 €
845 €*	845 €*	845 €*	845 €*	845 €*

¹⁾Režim GEL nie je dostupný na modeloch ErgoOne®: 1000 µl, 1250 µl, 5000 µl.

VIACKANÁLOVÉ KOMBO BALÍČKY! 10 µl až 300 µl viackanálové pipety dodávané s individuálnym stojanom (G9999-1004) a jeden stojan s pipetovými špičkami TipOne®. Modely s objemom 1250 µl dodávané s držiakom na police (G9999-1009) a dva stojany na pipetové špičky TipOne®.



NOVINKA!

50 – 1250 µl
viac-kanálové
pipety



Pozrite str. 9
"Stojany"



https://ecomед.sk/product-category/product-davkovanie-kvapalin/elektronicke_pipety/

ErgoOne® Mechanické Pipety.



Pozrite str. 9
"Stojany"

PRESNOSŤ A SPRÁVNOSŤ, KTOREJ MÔŽETE VERIŤ!

- Ergonomické a ľahké pipety
- Minimálne prevádzkové sily
- Uzamknutie objemu
- Farebné kódovanie
- Overené pipety - nemecká kvalita!

ErgoOne®

od: 169 €*



https://ecomед.sk/product-category/product-davkovanie-kvapalin/davkovanie-kvapalin-mechanicke_pipety/



POZRITE VIDEO

1-kanálové Mechanické Pipety

0,1 – 2,5 µl (červená) S7100-0125 198,00 € 169 €*	0,5 – 10 µl (červená) S7100-0510 198,00 € 169 €*	2 – 20 µl Micro (červená) 2 – 20 µl (žltá) S7100-0221 198,00 € 169 €*	2 – 20 µl (žltá) S7100-0220 198,00 € 169 €*
10 – 100 µl (žltá) S7100-1100 198,00 € 169 €*	20 – 200 µl (žltá) S7100-2200 198,00 € 169 €*	100 – 1,000 µl (modrá) S7110-1000 198,00 € 169 €*	500 – 5,000 µl (fialová) S7150-5000 198,00 € 169 €*

8-kanálové Mechanické Pipety

0,5 – 10 µl (červená) S7108-0510 520,00 € 475 €*	10 – 100 µl (žltá) S7108-1100 520,00 € 475 €*	30 – 300 µl (zelená) S7108-3300 520,00 € 475 €*
--	---	---

12-kanálové Mechanické Pipety

0,5 – 10 µl (červená) S7112-0510 599,00 € 499 €*	10 – 100 µl (žltá) S7112-1100 599,00 € 535 €*	30 – 300 µl (zelená) S7112-3300 599,00 € 535 €*
--	---	---

Brady® Tlačiareň & Pásky.



VLASTNOSTI TLAČIARNE

- 133 symbolov
- Možnosti čiarových kódov
- Funkcia automatického označovania reže podľa veľkosti liekovky
- Automatizovaná serializácia
- Uložte si až 12 štýlov štítkov
- Časová a dátumová pečiatka
- Trojriadkový LCD displej pre jasnú viditeľnosť
- Automatické vypnutie šetrí výdrž batérie

Brady M210-LAB TLAČIAREŇ

Blistrové balenie obsahuje:

Tlačiareň, príručku rýchleho spustenia, kazetu so štítkami N5127-7425 pripravená na inštaláciu. Batérie nie sú súčasťou dodávky. 2-ročná záruka.

Kat. č.: N3000-2000

List: 196,00 €

CENA: 169 €*



<https://ecomед.sk/produkt/tlaciaren-identifikacnych-stitkov-bmp-21/>

VYSOKO KVALITNÉ MATERIÁLY ŠTÍTKOV NAVRHNUTÉ PRE LABORATORNE PROSTREDIE

Informácie o kazete so štítkami a objednanie						Aplikácie štítkov			
Materiál	Farba	Šírka	Kat. č.	List	CENA*	Materiálové špecifikácie / aplikácie	Skúmavky	Sklička	Platníčky
B-595 Vinyl	Various ¹⁾	9.5 mm	N3795-439# ¹⁾	38,00€	32 €	Mraznička: Min. -40 °C.	0,5 ml		✓
	Biela	9.5 mm	N3795-4399	38,00€	32 €		0,5 ml		✓
B-461 Polyester	Biela	9.5 mm	N3795-4619	45,00€	40 €	Mraznička: Min. -80 °C. Tekutý dusík ²⁾ : -196 °C. Autokláv: 121 °C. Horúci kúpeľ: 100 °C. Čiarový kód (iba 19.1 mm štítky), Nízky profil, extrémne tenké štítky.	0,5 ml		✓
	Biela	12.7 mm	N5127-4619	53,00€	47 €		1,5 ml		✓
	Biela	19.1 mm	N7519-4619	59,00€	55 €		2,0 – 50 ml		✓
B-488 Polyester	Biela	9.5 mm	N3795-4889	43,00€	39€	Mraznička: Min. -80 °C. Autokláv: 121 °C. Čiarový kód (iba 19.1 mm štítky)	0,5 ml	✓	✓
	Biela	12.7 mm	N5127-4889	49,00€	44€		1,5 ml	✓	✓
B-499 Nylón	Biela	19.1 mm	N7519-4889	59,00€	52 €	Mraznička: Min. -80 °C. Tekutý dusík ²⁾ : -196 °C. Autokláv 121 °C.	2,0 – 50 ml	✓	✓
	Biela	9.5 mm	N3795-4999	35,00€	30 €		0,5 ml	✓	✓
B-7425 Polypropylén	Biela	12.7 mm	N5127-4999	37,00€	34 €	Mraznička: Min. -80 °C. Tekutý dusík ²⁾ : -196 °C. Autokláv 121 °C.	1,5 ml	✓	✓
	Biela	19.1 mm	N7519-4999	49,00€	42 €		2,0 – 50 ml	✓	✓
	Biela	9.5 mm	N3795-7425	43,00€	39 €		0,5 ml	✓	✓
B-423 Polyester	Biela	12.7 mm	N5127-7425	49,00€	44 €	Freezer: Min. -80 °C. Liquid Nitrogen ²⁾ : -196 °C. Autoclave: 121 °C. Hot Water Baths: 100 °C. Barcoding (19.1 mm wide only)	1,5 ml	✓	✓
	Biela	19.1 mm	N7519-7425	57,00€	52€		2,0 – 50 ml	✓	✓
	Biela	9.5 mm	N3795-4239	91,00€	63 €		0,5 ml	✓	✓
B-430 Polyester	Číra	19.1 mm	N7519-4300	91,00€	63 €	Mraznička: Min. -80 °C. Autokláv: 121 °C. Horúci kúpeľ: 100 °C. Čiarový kód	2,0 – 50 ml	✓	✓
B-403 Papier Rozpustný vo vode	Biela	19.1 mm	N7519-4039	75,00€	65 €	Na dočasné označovanie/čiarové kódovanie. Rozpúšťa sa do 30 sekúnd kontaktu s teplou vodou.			✓

1) Ak chcete objednať požadovanú farbu, nahraďte # ako poslednú číslicu čísla výroby: 1 pre modrú, 2 pre zelenú, 4 pre červenú, 6 pre žltú.

2) Prijateľné na použitie v kvapalnom dusíku, len ak sa konce štítku prekryvajú.

Všetky štítky sú dlhé 6,4 m, okrem B-499 Nylon, ktoré sú dlhé 4,8 m. Všetky vhodné na použitie s tlačiarňami Brady: LabPal™, BMP™21, BMP™21-PLUS a M210-LAB.



Dlhá 191/44
010 09 ŽILINA

www.ecomed.sk

ecomed@ecomed.sk



5,0 ml ErgoOne® E elektronická pipeta.

G9001-5000

250 – 5.000 µl ErgoOne® E

~~435 €~~

CENA: 389 €*

Celý rozsah nájdete na strane 11
ponúkaných pipiet ErgoOne® E.



*Ponukové ceny, dodatočné zľavy sa
neuplatňujú. Platné do 10.12.2024.

T: +421 911 709 660
ecomed@ecomed.sk
www.ecomed.sk

Vášeň pre vedu.

